

BRUKSANVISNING

SENGE- OG LESEBORD LISA



Montering

Se skisse på baksiden.

Lesebordet består av fire deler. Gulvstativ med hjul, lakkerte ben med håndtak for justering, forsinket metallrør med justeringsskrue for platen og plate med feste for metallrør.

Det lakkerte benet (9) festes i stativet (10) med vedlagte skrue (1) og skive (2) som skyves gjennom hullet på stativet nedenfra. Fest deretter metallrøret (11) i platen (12) med umbraco skrue (3) og skive (4) og røret under platen med vagnskrue (5) og plastskiver (6). Vognskruens firkant passer inn i utsparingen på beslaget. Bruk stjerneskruejern (7) til vognskruen. Metallstangen føres nå ned i benet og festes med det justerbare håndtaket (8).

Bruksområde

Lesebordet kan stilles inn og brukes både sittende, liggende og stående. Som tilbehør finnes det er en avlastningsplate som festes ved siden av den vinkelstillbare platen og et ekstra støtteben for å øke stabiliteten ved for eksempel montering av to avlastnings plater.

Rengjøring og innstilling

- Riktig høyde for brukeren justeres ved hjelp av stjernerattet på stativet.
- Påse at alle skruer og håndtak er godt festet.
- Samtlige overflater kan rengjøres med normale rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Tørk med tørr eller fuktig klut.
- Pass på at hjulene er fri for smuss og støv.



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no