

Laddare typ nr:	WPC-248	WPC-2412
Märkström	8A	12A
Rekommenderas till batteristorlek	6,5 till 80 Ah	16 till 120 Ah
Batterispänning	24V, 12 celler	24V, 12 celler
Max effektförbrukning	280 W	420 W
Nätspänning	230V 50Hz	230V 50Hz
Vikt	2,7 kg	2,8 kg
Mått (H x B x Dj)	260 x 154 x 92 mm inkl. handtag	260 x 154 x 92 mm inkl. handtag
Täthetsklass	IP65, spolsäker	IP65, spolsäker
Isolationsklass	II (dubbelisolerad)	II (dubbelisolerad)

För säker användning utomhus skall **WPC-500 Outdoor** användas, som är anpassad för dessa förhållanden.

Tillverkare:
Swede Electronics i Nås AB
Hjärpholn 18
SE-780 53 NÅS, Sweden

Telefon: +46 281 30400
Telefax: +46 281 30666

www.swedeelec.se
info@swedeelec.se



Bruksanvisning för

WPC-500

24V - 12A

24V - 8A



Batteriladdare för
eldrivna rullstolar

Användning och skötsel av WPC

MONTERING AV LADDNINGSKONTAKT

Den stickpropp som monteras för anslutning till batteri skall uppfylla de krav som ställs i EN 60335-1.

Stickpropp avsedd för nätanslutning får **inte** användas som laddkontakt till batteriet. Laddningskontakten får därför **inte** följa, eller kunna förväxlas med kontakter listade i normerna IEC 83 eller IEC 320.

BRUKSANVISNING

- Placera laddaren med handtaget uppåt för bästa effekt
- Kontrollera kablar och kontakter. Om kablar eller kontakter är slitna eller skadade skall dessa bytas omgående.
- Anslut laddaren till batteri och vägguttag
- Gul lampa tänds och laddningen startar
- Grön lampa tänds när batteriet är klart för användning
- Laddaren kan med fördel vara inkopplad tills batteriet tas i bruk.
- Frånkoppla nätkabel och batteri

SKÖTSEL OCH TILLSYN

- Kontrollera före varje laddning att kablar och kontakter inte är felaktiga eller slitna. Om så är fallet, kontakta genast auktoriserad serviceverkstad.
- Rengöring utföres vid behov med lätt fuktad trasa

VARNING

Batterier avger explosiva gaser vid laddning, undvik lågor och gnistor.

Laddaren är avsedd endast för blybatterier med 12 celler (24V).

Laddning skall ske i väl ventilerat utrymme.

INDIKERINGAR

• Gul blinkar	= Endast nät är inkopplat	
• Gul lyser med fast sken	= Laddning pågår	
• Grön & Gul lyser	= Batteriet är fulladdat	
• Röd lyser & Gul blinkar	= Batteriet är felvänt	Kontakta service
• Röd & Gul blinkar	= Batterifel	Kontakta service
• Röd & Gul lyser	= Temperaturstörning	Placera laddaren på en svalare plats

Om felet inte kan avhjälpas. Kontakta auktoriserad serviceverkstad nedan.

Auktoriserad serviceverkstad:

Namn:
Adress:
Ort:
Telefon: