



MAAK HET U GEMAKKELIJK BIJ HET DRAAIEN IN BED

Met WendyLett glijlakens

Een glijlaken is zo glad dat u **makkelijker** kunt **draaien** in bed. De onderlakens hebben een **veilige anti-sliprand**. Makkelijker draaien betekent **behoud van zelfstandigheid**. Met de opleglakens kunnen mantelzorgers **helpen met draaien** zonder zich onnodig te belasten. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving en **helpt doorliggen voorkomen**.

System**RoMedic**™



Zelfstandig draaien in bed

WendyLett onderlaken kort

Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met draaien in bed, maar wel het grootste deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand.


Leg het onderlaken op uw gewone hoeslaken zodat u met uw schouder en heup op de WendyLett ligt.



WendyLett hoeslaken

Dit hoeslaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met draaien in bed en een groter deel van de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand. Het gladde voeteneinde maakt het makkelijker om de voeten te verplaatsen bij het uit bed gaan. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken op de hielen.

Gebruik het WendyLett hoeslaken in plaats van uw gewone beddengoed.



TIP

Voorkom onderhuidse spanning na het draaien. Als u een kwetsbare huid heeft kunnen spanningen in de huid leiden tot onderhuidse scheurtjes in het weefsel. Deze ziet u soms pas later in de vorm van een blauwe plek.

U kunt de spanning soms wegnemen door uw arm of been even op te tillen.

Draaien in bed en zitten zonder onderuit schuiven.

WendyLett2way opleglaken

Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed te zitten zonder naar beneden te schuiven en om gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp.

Leg het WendyLett2way opleglaken bovenop het WendyLett hoeslaken zodat u er met uw schouder en heup op ligt. Stop het laken in. Ga op het opleglaken liggen en gebruik uw deken of dekbed zoals u dat gewend bent.



Zet een hoog-laag bed op de juiste hoogte voor hulp bij draaien in bed. Het bed staat op de juiste hoogte als de zorgverlener met de vingertoppen het bed raakt. Zet het bedhek omhoog aan de kant waar de zorgverlener niet staat. Dit is veiliger.



Zet uw hoofdeinde niet helemaal rechtop. Als u half zit is de druk lager. Dit helpt om doorliggen te voorkomen.

TIP



WendyLett4way opleglaken

Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant die glijdt in alle richtingen. De bovenkant is gemaakt van speciaal geweven katoen. U kunt het gebruiken voor hulp bij draaien in bed en om naar het hoofdeinde van het bed te glijden.

Leg het WendyLett4way opleglaken, met de satijnen kant naar onderen, op het WendyLett hoeslaken. De schouder en heup moeten op het laken liggen. Stop het laken in. Ga op het opleglaken liggen en gebruik uw deken of dekbed zoals u dat gewend bent.



Voor hulp bij draaien in bed maakt de zorgverlener het laken aan beide zijden los. De zorgverlener plaatst één been naar voren en één naar achteren (schredestand), pakt het treklaken vast ter hoogte van schouder en heup en leunt met rechte rug en gestrekte armen naar achteren.

Als u wilt zitten in bed kunt u WendyLett4way dubbel-slaan aan de onderkant met de geruite kant naar onderen. Dit zorgt ervoor dat u niet onderuit schuift.

Het gebruiksgemak van WendyLett2way en WendyLett4way:

U kunt de lakens veilig in bed laten liggen. Hierdoor hoeven mantelzorgers zichzelf niet onnodig te belasten. De opleglakens voorkomen schuiven en wrijving bij het verplaatsen in bed. Dit helpt om doorliggen te voorkomen.

Bekijk de filmpjes over de WendyLett glijlakens op doorliggen.nl



WendyLean kussensloop

Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor uw hoofd en schouders mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. U kunt ook liggen op de satijnen kant, bijvoorbeeld als u pijnlijke of beschadigde oorschelpen heeft. De gladde stof is comfortabel om op te liggen.



Materiaal

WendyLett lakens zijn gemaakt van polyester, katoen en satijn. Het witte satijn is glad waardoor het gemakkelijk glijdt. Bij de speciaal geweven katoenen stof is de streep de glijrichting.



Onderhoud

WendyLett lakens kunt u zelf wassen tot 90°C en drogen op hoge temperatuur in de droger. Gebruik geen (chloor)bleekmiddelen en laat ze niet chemisch reinigen bij de stomerij. Gebruik geen wasverzachter. Niet samen wassen met kledingstukken met klittenband. Dit veroorzaakt pillen van het satijn.



TIP

Wilt u omhoog in bed? Gebruik dan een anti-slip matje of anti-slip sokken voor een sterkere afzet. Til uw heupen op en verplaats omhoog. Op deze manier schuift u niet. Zo ontziet u uw stuit en voorkomt u doorliggen.





Meer weten?

Vraag uw huisarts of wijkverpleegkundige om advies welk type WendyLett glijlaken voor u geschikt is.

WendyLett glijlakens zijn verkrijgbaar bij zorgwinkels en de revalidatie vakhandel. Voor advies en informatie over onze producten en over verkooppunten kunt u contact met ons opnemen:

Handicare

Weteringweg 9, 2641 KM Pijnacker

T 015 369 54 40

E info.LS@handicare.com

www.handicare.com

System**RoMedic**



Ga voor meer informatie over de WendyLett producten naar doorliggen.nl

Ook kunt u voor meer informatie terecht bij onze dealer

