

Mover Aqua

Snabbguide

Nedan följer en snabbguide gällande hur en förflyttning/överflyttning genomförs med Mover Aqua. Momenten nedan visar en överflyttning från en stol till en annan, men samma tillvägagångssätt gäller oavsett om förflyttningen/överflyttningen sker till/från en rullstol, säng eller toalett.



1. Fäll upp de två säteshalvorna.



2. Kör intill vårdtagaren.



3. Lås bromsen.



4. Placera Mover Aqua så att vårdtagaren enkelt kan placera sina fötter på fotplattan och knä/underben mot underbensstödet. Låt vårdtagaren greppa tag i tvärstagen eller de diagonala handdtagen efter sitt eget val.



5. Fäll ner de två säteshalvorna och be vårdtagaren att sätta sig ner. Nu sitter vårdtagaren bekvämt med mjuka sittdynor, en stabil ståplatta och stöd för händer och knän. Med ständig ögontakt mellan vårdtagaren och vårdgivaren, kan båda parter känna sig trygga.



6. Lossa sedan på bromsen och förflytta sedan vårdtagaren. Vid förflyttning till en stol/rullstol/säng/toalett, lås bromsen och be vårdtagaren att resa sig. Vid förflyttning till toalett kan nu vårdtagarens kläder tas av vid behov. Fäll upp säteshalvorna och be sedan vårdtagaren att försiktigt sätta sig ner på den nya platsen.

Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är enbart avsedd för förflyttning av vårdtagare. All annan användning är ej tillåten.
- Denna produkt är konstruerad och testad för att säkert klara förflyttning/överflyttning av vårdtagare med en kroppsvikt av max. 180 kg.
- Utför alltid rekommenderat dagligt underhåll innan produkten används.
- Förflytta alltid produkten genom att använda körhandtagen.
- Innan produkten ska användas ska en klinisk bedömning göras, huruvida vårdtagaren kan förflyttas med denna produkt. Det ska även bedömas om en eller två vårdgivare ska genomföra förflyttningen.
- Flytta ej en belastad produkt över hinder som hjulen ej kan ta sig lätt över. Exempel på detta är höga mattkanter, trösklar, m.m.
- Mover Aqua kan även användas i våtutrymmen. Tänk på att åtgärda eventuella lackskador snarast för att undvika att förkorta produktens livslängd på grund av korrosion.
- Låt ej Mover Aqua stå i direkt solljus då mörka ytor kan bli mycket varma.

Rengöring

Produkten ska rengöras/desinficeras regelbundet mellan varje användning, vid behov eller minst en gång per dag. Rengör produkten genom att torka med en trasa fuktad men varmt vatten och decinficerande rengöringsmedel. Torka ordentligt för att effektivt decinficera alla ytor. Använd ej klorin, fenoler, pentanoler eller andra starka rengöringsmedel vid rengöring av produkten. Dessa rengöringsmedel kan skada ytan på sittdynorna och ge sprickor i förtid. Mover Aqua kan rengöras/tvättas i maskin, max 85 grader.

