

ReTurn7600™

SystemRoMedic™



Gepatenteerd ontwerp
Voor grotere en zwaardere
zorgvragers met een gewicht
van max. 205 kg
Activeert de zorgvrager
Voorkomt zwaar tillen
voor de zorgverlener*

Veilig en actief gaan staan en verplaatsen – zonder zwaar te tillen

ReTurn7600 is een gebruiksvriendelijk en zeer effectief hulpmiddel bij gaan staan en verplaatsingen, maar ook bij revalidatie. ReTurn7600 maakt het mogelijk om veilig en actief te gaan staan, en helpt bij verplaatsingen van en naar bed, rolstoel of toilet. De ReTurn7600 kan ook worden gebruikt om een zorgvrager verder naar achteren in de stoel of rolstoel te zetten. Zorgverleners kunnen met de ReTurn7600 gemakkelijk verplaatsingen uitvoeren zonder zwaar te tillen. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn7600 het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden. Daardoor is de ReTurn7600 een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken, en een zorgvrager die ReTurn7600 thuis gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.

ReTurn7600



PRODUCTSPECIFICATIE

Artikelnr.	Product	Beschrijving
7600	ReTurn7600	Draai- en transferplatform, compleet met brede opstaladder



Verschillende modellen van ReTurn bieden oplossingen voor alle mogelijke situaties en zorgvragers

Het basisprincipe achter ReTurn is dat zorgvragers de eigen kracht en mogelijkheden gebruiken en verbeteren. Alle ReTurn-modellen helpen daarom de zorgvrager te activeren en moedigen het natuurlijke bewegingspatroon van de zorgvrager aan.



Op www.handicare.com vindt u meer informatie over verschillende modellen van ReTurn en alle accessoires.

Gebruiksvriendelijk en zeer veelzijdig

ReTurn7600 is een handmatig hulpmiddel bij het gaan staan en transfers, het is zeer gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. ReTurn7600 is ook een veelzijdig product dat op een groot aantal verschillende manieren gebruikt kan worden, zowel om zorgvragers veilig en efficiënt te assisteren bij het opstaan en het herpositioneren vanuit zit, als voor korte transfers binnenshuis. Daarnaast is ReTurn7600 ook een uitstekend trainingshulpmiddel, waardoor het een ideaal hulpmiddel is bij revalidatie. ReTurn7600 is ontwikkeld voor zorgvragers met een gewicht tot 205 kg. Dit model heeft daarom een bredere onderplaat die meer ruimte biedt aan grotere en zwaardere zorgvragers. De ReTurn7600 heeft ook onderbeensteunen die aan deze zorgvragers zijn aangepast en een opstaladder die hoger en breder is dan de ladders van de ReTurn7500 en ReTurn7400.

Ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren

De ReTurn7600 heeft een uniek, gepatenteerd* ontwerp waarmee het draai- en transferplatform ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren is. De ReTurn7600 is soepel en gemakkelijk te rollen, te draaien en te zwenken op alle oppervlakken, zelfs bij weinig ruimte. Het apparaat is gemakkelijk dicht bij een bed, rolstoel of toilet te zetten, en het kost minimale inspanning om ReTurn7600 te verplaatsen, zelfs met een zeer grote en zware zorgvrager.

Stabiele en veilige onderplaat

Dankzij een laag zwaartepunt en een breed onderliggend steunvlak, met wielen op alle hoeken is de onderplaat stabiel en veilig te gebruiken. Twee grote, vaste en vergrendelbare middenwielen zorgen ervoor dat de ReTurn7600 gemakkelijk te rollen en stabiel te sturen is. Tegelijkertijd maken de zwenkwielen op de hoeken het manoeuvreren gemakkelijk.

De opstaladder biedt ruimte voor een natuurlijk bewegingspatroon en voor nabijheid

De ReTurn7600 is uitgerust met een opstaladder die onderaan volledig open is, terwijl het bovendeeel op een groot aantal manieren bevestigd kan worden, inclusief een centrale "krachtgreep". De opstaladder van ReTurn leunt voorover, bij de zorgvrager vandaan, waardoor zorgvragers voldoende plek hebben om dicht bij het hulpmiddel te komen om omhoog te "klimmen" en/of om zichzelf omhoog te trekken tot een staande positie. Zorgvragers worden ook door de ladder ondersteund bij statraining en transfers. Het ontwerp biedt zorgverleners ook voldoende werkruimte om zo zeer dicht bij zorgvragers te kunnen blijven om hen vanuit verschillende hoeken te kunnen ondersteunen.

De onderbeensteunen kunnen verticaal en horizontaal ingesteld worden. Ze kunnen ook gedraaid worden om de steunen gemakkelijk aan te passen aan het lichaam van de zorgvrager. Hierdoor is het ook mogelijk om dezelfde ReTurn7600 te gebruiken voor meerdere personen.

De ReTurn7600 is, voor eenvoudiger transport en opslag, eenvoudig te monteren en demonteren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting _____ 205 kg
 Totale hoogte _____ 1210 mm
 Onderplaat, lengte x breedte x hoogte _____ 795 mm x 672 mm x 45 mm
 Gewicht _____ 26 kg

* Patent: SE-0300528-7

Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1

ACCESSOIRES

Door ReTurn7600 te combineren met verschillende accessoires kan de zorgvrager extra steun krijgen een groter gevoel van veiligheid tijdens het opstaan, de statraining en het verplaatsen. De keuze voor accessoires is afhankelijk van de situatie en de functionele mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Artikelnr.	Product	Beschrijving
6031--6038	ReTurnBelt**	Maat XXS--XXXL
6133--6136	ReTurnBelt***, afveegbaar	Maat S--XL
6233--6236	ReTurnBelt***, wegwerp, niet-geweven	Maat S--XL
6061	SupportStraps	Accessoire voor riemen
7216	Padding for leg support	Voor ReTurn7600

** Patent: SE-0401517-8



handicare

Handicare
 Weteringweg 5-9
 2641 KM Pijnacker
 Tel: 015 - 369 54 40
 Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfer-situaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen** manueel en mechanisch.