


**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Dyna-Form®
**Tryckreducerande
madrassortiment**

Bruksanvisning



Dyna-Form®

Tryckreducerande madrassortiment

Innehåll

1. Produktbeskrivning	3
1.1 Symboler.....	3
1.2 Symbolguide	3
2. Användning	4
2.1 Avsedd användning.....	4
2.2 Vid leverans av din nya madrass	4
2.3 Användning av din madrass.....	4
2.4 Lägesändring av en patient.....	4
2.5 Brandevakueringsystem (om tillämpligt).....	4
3. Rengöring och skötsel	5
3.1 Lätt nedsmutsad.....	5
3.2 Mycket nedsmutsad	5
3.3 Torkning.....	5
3.4 Inspektion	5
4. Underhåll	5
4.1 Granskning	5
5. Efter användning	6
5.1 Förvaring	6
5.2 Transport.....	6
5.3 Återanvändning.....	6
5.4 Kassering	6
6. Kvalitet och testning	6
6.1 Livslängd	6
6.2 Produktgaranti.....	6
6.3 Brandtest	6
6.4 QKvalitetsstandard	6
7. Tekniska data	7



Den här manualen måste ges till produktens användare.

Läs den här manualen innan produkten används och spara för framtida referens!

1. Produktbeskrivning

Din Dyna-Form madrass använder ett stretchigt, ångpermeabelt överdrag i polyuretan, som är utformat för att minska att värme som är associerade med madrassöverdrag av PVC-typ byggs upp, dessutom är det vattentätt. Under överdraget, har den här madrassen en blandning av förbränningsmodifierat motståndskraftigt skum (CME) av hög kvalitet, tillsammans med en speciell tryckreducering "krenelerat snitt", vilket garanterar att produkten inte endast har de bästa tryckomfördelande egenskaperna, utan att den även ger en bättre patientkomfort och produktivslängd. Se produktinformationen för fler detaljer.

1.1 Symboler

Varningar

I den här bruksanvisningen indikeras varningar med symboler. Varningssymbolerna kommer tillsammans med en rubrik som indikerar hur allvarlig faran är.



Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i en mindre eller lätt skada om den inte undviks.

! VIKTIGT

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i skada på egendom om den inte undviks.

1.2 Symbolguide

Madrassymboler



TVÄTTA I 80°



TORKTUMLA PÅ LÅG VÄRME



KEMTVÄTTA INTE



SE BRUKSANVISNING



DIREKTIV 93/42EEC FÖR
LÄKARUTRUSTNING



BLEK INTE



STRYK INTE



RÖKNING FÖRBJUDEN



MAXIMAL VIKTGRÄNS FÖR
ANVÄNDARE VARIERAR,
SE SIDA 7



ANVÄND INTE
VASSA FÖREMÅL





ANVÄND INTE FENOL

2. Användning

2.1 Avsedd användning

Dyna-Forms sortiment av tryckomfördelande madrasser är utformat för att både förhindra och behandla trycksår och är avsedda att användas tillsammans med en sängstomme av lämplig storlek, som en del av ett allmänt vårdprogram för att förebygga trycksår.

 Varning: Vilken madrass som är lämplig för ditt individuella bruk ska beslutas av din kliniker, som även kommer att besluta den lämpligaste trycksår-förebyggande metoden eller behandlingsplan, samt de relevanta vårdmetoderna.

 Varning: Följande bruksanvisning ska användas tillsammans med produktinformation och kommer att ge dig instruktioner om hur man får bästa resultat när man använder en av våra tryckreducerande madrasser, skulle du behöva ytterligare information, kontakta vår kundtjänst på +44 (0) 800 043 0881.


2.2 Ovid leverans av din nya madrass

! VIKTIGT Om din tryckreducerande madrass har levererats till dig i en komprimerad förpackning för att underlätta lagring och hantering, ta då bort den från den yttre lådan och öppna det transparenta plastfodralet inom 21 dagar. Det här kommer göra att madrassen återfår dess ursprungliga form. Öppna madrassen minst 2 timmar innan användning för bästa prestanda. Avyttra alla förpackningar i enlighet med din tillämpliga miljöpolicy.

2.3 Använd din madrass

 Försiktighet: Kontrollera att sängen inte har några hårda kanter som kan förstöra madrassen innan du använder den. Placera madrassen på sängen med Dyna-Form logotypen uppåt och nära sängens huvudände. Kontrollera att blixtlåset är stängt och att blixtlåsknappningen täcker blixtlåset helt.

Torka av madrassen innan den täcks med ett löst sittande lakan.

 Varning: Använd inte tunga täcken eller väl "instoppade" lakan som kan ge extra tryck på tårna och leda till skador på de beniga utskjutande delarna av hämlarna. Det är inte rekommendabelt att använda andra vattentäta madrassöverdrag, elektriska filter, fårskinn eller andra liknande objekt som kan minska tryckets effektivitet samt minska madrassens egenskaper eller rent av leda till en extra ökning av kroppstemperaturen som kan orsaka klåda. Sök klinisk rådgivning om du vill använda ett annat överdrag än ett sänglakan av bomulls- eller linnetyg. Var försiktig vid användning av mekaniska objekt såsom kopplingsskivor, PAT-lakan eller annan assisterande patienttransport, att skada inte uppkommer på madrassens överdrag på grund av vassa eller skadade kanter.

 Varning: Din madrass maximala användarvikt är tillgänglig i produktinformationen.

 Varning: Den tryckta sidan av madrassöverdraget ska alltid vändas uppåt. Kontrollera att distansen mellan madrassens yta och överdelen av sidracket är åtminstone 220 mm.

2.4 Lägesändring av patient

! VIKTIGT Din Dyna-Form tryckomfördelande madrass kommer inte bara att ge den bästa tryckomfördelningen utan även utmärkt patientkomfort och produktivslängd. För att undvika uppbyggnad av tryck, som kan leda till vävnadsskada och eventuell formation av trycksår, är det viktigt att patienten antingen ändrar läge på egen hand, eller lägesändras regelbundet. Det här ska baseras på klinisk bedömning från kvalificerad sjukvårdspersonal som även kommer att tillhandahålla dig med en lämplig vändningsregim.

2.5 Brandevakueringsystem (om tillämpligt)

Dyna-Form Mercury Fire Evac madrassen (MAT0610001) har dessutom ett brandevakueringsystem. Om en evakuering sker, ska följande steg tas för förflyttning av användare sker så säkert som möjligt:

1. Dyna-Form Mercury Fire Evac madrassen har tydligt märkta instruktioner på både fot- och huvudändan för enkel användning.
2. Öppna blixtlåsen vid madrassens kortaste ändar (huvud- och fotände) för att få åtkomst till brandevakuering-selsystem.
3. Dra ut selen från madrassen och ta bort patientens säkerhetsremmar.
4. Placera patientens säkerhetsremmar runt både madrassen och patienten och justera remmarna i enlighet för att försäkra att patienten är trygg.
5. Dra både madrassen och patienten på golvet till ett säkert område.

3. Rengöring och skötsel

Madrassens rengöringsmetod beror på kontamineringsens natur och patientens känslighet. Rengöring ska ske både före och efter användning, samt efter varje patient.

3.1 Lätt nedsmutsad

! VIKTIGT Vid frånvaro av grov nedsmutsning eller ovanlig risk, ta bort smuts och rester med händerna, tillsammans med rent varmt vatten och neutralt rengöringsmedel. Överdraget kan torkas av vid behov med en lösning av natriumhypoklorit utblandad till 1 000 ppm aktivt klor. Försäkra att överdraget är sköljt med rent vatten, använd en engångstrasa som inte är sträv och helt torr. Försäkra adekvat ventilering.

3.2 Mycket nedsmutsad

! VIKTIGT Vid fall av grov nedsmutsning ska madrassens överdrag rengöras först med rengöringsmedel och vatten, därefter med en lösning av natriumhypoklorit utblandad till 10 000 ppm aktivt klor. Skölj ordentligt med rent vatten och en fuktig engångstrasa som inte är skrovlig. Försäkra adekvat ventilering.


! VIKTIGT Engångshandskar och förkläde ska användas. Om det finns risk för stänk ska även ögon- / ansiktsskydd bäras. Efter borttagning av handskar, rengör händerna. Försäkra att madrassens överdrag har torkat helt innan sängen bäddas, detta då fuktiga miljöer har visat sig leda till återupptagande av bakterietillväxt.

I kollektiva miljöer, kan det vara önskvärt att överdraget tvättas efter att det inre skummet tagits bort. I sådant fall ska överdraget tvättas i högst 80 grader C.

3.3 Torkning


För att undvika att överdragets foder krymper ska det torka i en ren inomhusmiljö eller torktumlas på en låg värmeinställning på högst 40° C och under mindre än 10 minuter. Överdraget måste torka ordentligt innan det sätt på madrassen på nytt.

3.4 Inspektion

 Varning: Kontrollera överdragets inre och yttre ytor samt dess blixtlås regelbundet för skador. Om överdraget är fläckat, smutsigt eller sönderslitet, ska det innersta skummet kontrolleras. Skadade / smutsiga överdrag och madrasser ska rapporteras till avdelningschefen. Om madrassens mitt är våt eller mycket fläckad, ska den sluta användas. Företaget rekommenderar även att sänggaveln rengörs efter varje patient.

4. Underhåll


4.1 Granskning

 Försiktighet: Det är rekommendabelt att alla madrasser på en avdelning granskas minst en gång per år. I kollektiva miljöer, ska även en granskning göras efter varje patient.


Se dokumentet läkarutrustningslarm: Alla typer av sängmadrasser (MDA/2010/002), och även BHTA-vägledningen gällande vård, rengöring och inspektion av hälsovårdsmadrasser (BHTA skydda, skölj och torka). Mer information om hur du granskar din madrass finns tillgänglig hos Direct Healthcare Group.

5. Efter användning

5.1 Förvaring

 **Försiktighet:** Det är rekommendabelt att två personer lyfter / bär madrasserna. Madrasser kan skadas om de förvaras felaktigt. Det rekommenderas att madrassen förvaras ifrån golvet i en ren torr miljö. Förvara inte din madrass i närheten av uppvärmningsanordningar såsom elektrisk kamin eller värmeledningselement. Där möjligt, ska madrasser lagras inuti ett skyddande överdrag.

5.2 Transport

 **Försiktighet:** Var varsam vid hantering av madrasserna för att försäkra att överdraget inte skadas. Det är rekommendabelt att två personer lyfter / bär madrasserna. Undvik kontakt med vassa föremål och sträva ytor o.s.v. Dra inte i madrasserna.

5.3 Återanvändning

! VIKTIGT Ett rengöringsregister måste finnas som en del av rengöringssystemet. Produkten kan återanvändas. Antalet gånger den kan användas beror på hur ofta, samt hur produkten används. Före återanvändning, rengör produkten noggrant i enlighet med riktlinjerna.

5.4 Kassering

! VIKTIGT Kassering och återanvändning av apparat samt förpackning måste följa gällande lagar i varje land.

6. Kvalitet och testning

6.1 Livslängd

Vi uppskattar en livslängd på upp till åtta år för dessa produkter, givet att de används i enlighet med de riktlinjer som fastställs i det här dokumentet och att alla underhålls- och servicekrav möts.

Den uppskattade livslängden kan förlängas om produkten används med försiktighet och lagras korrekt, samt givet att tekniska och vetenskapliga framsteg inte resulterar i tekniska begränsningar. Livslängden kan även förkortas avsevärt vid extrem eller felaktig användning. Det faktum att vi har uppskattat en livslängd för dessa produkter utgör inte en extra garanti.

6.2 Produktgarantiperiod

Se produktinformation för din madrass garantiperiod. Din Dyna-Form madrass garanti är giltig från och med tiden för leverans. Om en defekt eller ett fel upptäcks kontakta Direct Healthcare Group på +44 (0) 800 043 0881 som kommer att undersöka madrassen. Inget ansvar kommer att tas för skada orsakad av felaktig användning eller om instruktionerna som givits i den här bruksanvisningen inte efterlevs. Garantins villkor och bestämmelser finns tillgängliga vid begäran.

6.3 Brandtest

Direct Healthcare Group produkter har brandtestats oberoende. Överdragen följer BS EN 7175 crib 5.

BS EN 7177 crib 5 (efterlever crib 7 enligt råden i produktinformationen).

För mer landspecifik information kontakta din godkända Direct Healthcare Group distributör.

6.4 Kvalitetsstandard

Kvalitet är fundamentalt för företagets drift, och vi arbetar inom disciplinerna för BS EN ISO 9001 och ISO 13485.

Alla Direct Healthcare madrasser är CE-märkta, i enlighet med Direktiv 93/42 EEC för läkarutrustning.

7. Tekniska data

Product Warranty	Warranty	Fire Testing	Grade Ref & Colour	Nominal Density Range (kg/m3)	Nominal Hardness Range (N)	Maximum User Weight (kg)	Weight of product (kg)
Dyna-Form Mercury	8 år skum / 4 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning) BS 7177 (Crib 7 sammansättning) där detta specifikt krävs	Blå RX 39/200 Rosa RX 39/120	38-40 38-40	200 120	254	11
Dyna-Form Mercury Fire Evac	8 år skum / 4 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Blå RX 39/200 Rosa RX 39/120	38-40 38-40	200 120	254	12
Dyna-Form Saturn	8 år skum / 4 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Vit VC55085 Blå RX 39/200	55-60 38-40	85 200	254	12
Dyna-Form Jupiter	3 år skum / 3 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Orange RX 36/125	34-36	125	165	11
Dyna-Form Birthing Mattress	2 år skum / 2 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Blå RX 39/200	38-40	200	254	11
Dyna-Form Mattress Overlay	3 år skum / 3 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Blå RX 39/200	34-36	125	165	6
Dyna-Form Mercury Static Air	5 år skum / 5 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Blå RX 39/200 Rosa RX 39/120	38-40 38-40	200 120	254	11
Dyna-Form Maximus	4 år	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Blå RX 39/200	38-	200	413	17
Community	1 år skum / 1 år överdrag*	BS7177 (Crib 5 sammansättning)	Vit RX33/130	33	120	140	10
Dyna-Form Safety 7	8 år skum / 5 år överdrag	BS7177 (Crib 7 sammansättning)	Blå RX 39/200 Rosa RX 39/120	38-40 38-40	200 120	254	11

* Referens: 8 års garanti för överdraget med Pro-Formance överdrag

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Intelligent tryckvård

Specialist säte

Hyses- och servicelösningar

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate

Caerphilly, Storbritannien

CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881

F: +44 (0) 845 459 9832

E: info@directhealthcaregroup.com

Asien och Stillahavsområdet

Direct Healthcare Group PTY Ltd.

PO Box 562, Wembley

Western Australia 6913

T: +61 (0) 423 852 810

E: info@directhealthcaregroup.com.au



LIT-00002 Utgåva 12
Datum: Februari 2020

DIRECTHEALTHCAREGROUP.COM

