

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic



Instructions for use – English

Bruksanvisning – Svenska

Brukermanual – Norsk

Brugsvejledning – Dansk

Käyttöohje – Suomi

Gebrauchsanweisung – Deutsch

Handleiding – Nederlands


Manuel d'utilisation – Français

Manuale utente – Italiano

Manual de usuario – Español



EasyRoll2Way



EasyRoll4Way

REF

2101	4011SSL	41402LS	4113	4111T	4112LT
2101S	41401S	41403LS	4111L	4112T	4113LT
4011S1	41402S	4111	4112L	4113T	41402SET
4011S	41403S	4112	4113L	4111LT	41403SET
4011L	41401LS				

SWL: 200 kg/440 lbs

Table of contents

Product information	3
English	6
Svenska	9
Norsk	12
Dansk	15
Suomi	18
Deutsch	21
Nederlands	24
Français	27
Italiano	30
Español	33
Symbols	36

**Product information/ Produktinformation/ Produktinformasjon/ Produktinformation/
Tuotetiedot/ Produktinformation/ Productinformatie/ Information produit/
Informazioni sul prodotto/ Información del Producto**

Art. no.	Product/Produkt/ Tuote/ Produktname/Product/ Produit/ Prodotto/ Producto	Size/ Storlek/ Størrelse/ Koko/ Größe/ Maat/ Taille/ Dimensione/ Tamaño
----------	--	---

EasyRoll - sliding sheet/ gliidlakan/ gliidelaken/ gliidelagen/ liukuvan telttakankaan/ piirtää arkki/ gleitlaken/ glijlaken/ feuille de glissement/ telone scorrevole/ sábana de deslizamiento

(Can be combined with EasyRoll 2way drawsheet or EasyRoll 4way sliding drawsheet)

411051P	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 105cm bed)
4106	EasyRoll Sliding sheet	190cm long (for 90cm bed)
4404IB	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 90cm bed)
418011	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 80cm bed)
418021	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 80cm bed)
418031	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 80cm bed)
419011	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 90cm bed)
419021	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 90cm bed)
419031	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 90cm bed)
4110511	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 105cm bed)
4110521	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 105cm bed)
4110531	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 105cm bed)
4112011	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 120cm bed)
4112021	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 120cm bed)
4112031	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 120cm bed)
41701PS	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 70cm bed)
41702PS	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 70cm bed)
41703PS	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 70cm bed)
41801PS	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 80cm bed)
41802PS	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 80cm bed)
41803PS	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 80cm bed)
41901PS	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 90cm bed)
41902PS	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 90cm bed)
41904TV	EasyRoll Sliding sheet	160cm long (for 90cm bed)
41903PS	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 90cm bed)
411051PS	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 105cm bed)
411052PS	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 105cm bed)
411053PS	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 105cm bed)
411201PS	EasyRoll Sliding sheet	100cm long (for 120cm bed)
411202PS	EasyRoll Sliding sheet	140cm long (for 120cm bed)
411203PS	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 120cm bed)
41902PSB	EasyRoll Sliding sheet	140x200cm (for 90cm bed)
419031D	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 90cm bed)
418031R	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 80cm bed)
419031R	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 90cm bed)
4110531R	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 105cm bed)
519031R	EasyRoll Sliding sheet	200cm long (for 90cm bed)
45901S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	100cm long (for 90cm bed)
45902S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	140cm long (for 90cm bed)
45903S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	200cm long (for 90cm bed)
451051S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	100cm long (for 105cm bed)
451052S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	140cm long (for 105cm bed)

451053S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	200cm long (for 105cm bed)
451201S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	100cm long (for 120cm bed)
451202S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	140cm long (for 120cm bed)
451203S	EasyRoll Sliding sheet Anticubitus	200cm long (for 120cm bed)
51901FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	100cm long (for 90cm bed)
51902FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	140cm long (for 90cm bed)
51903FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	200cm long (for 90cm bed)
511051FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	100cm long (for 105cm bed)
511052FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	140cm long (for 105cm bed)
511053FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	200cm long (for 105cm bed)
511201FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	100cm long (for 120cm bed)
511202FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	140cm long (for 120cm bed)
511203FAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	200cm long (for 120cm bed)
519031DAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	200cm long (for 90cm bed)
5110531RAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	200cm long (for 105cm bed)
5112031RAH	EasyRoll Sliding sheet w Anti-slip edge	200cm long (for 120cm bed)
42901PS	EasyRoll Sliding sheet w Barrier	100cm long (for 90cm bed)
42902PS	EasyRoll Sliding sheet w Barrier	140cm long (for 90cm bed)

EasyRoll 2Way - drawsheet/ draglakan/ stikkklakenet/ træklagen/ piirtää arkki/ zuglaken/ treklaken/ dessiner feuille/ foglio di copertura/ sábana travesera
(To be combined with EasyRoll sliding sheet)

2101	EasyRoll 2way Drawsheet	100x180cm
2101S	EasyRoll 2way Drawsheet	140x200cm

EasyRoll 4Way - drawsheet/ draglakan/ stikkklakenet/ træklagen/ piirtää arkki/ zuglaken/ treklaken/ dessiner feuille/ foglio di copertura/ sábana travesera
(To be combined with EasyRoll sliding sheet)

4011S1	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	150cm
4011S	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	140x200cm
4011L	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	200x200cm
4011SSL	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	150x200cm
4111T	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	140cm long (for 90cm bed)
4112T	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	140cm long (for 105cm bed)
4113T	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	140cm long (for 120cm bed)
4111LT	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	200cm long (for 90cm bed)
4112LT	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	200cm long (for 105cm bed)
4113LT	EasyRoll 4way Sliding Drawsheets	200cm long (for 120cm bed)
4111B	EasyRoll 4way Sliding sheet	140x200cm
4112B	EasyRoll 4way Sliding sheet	140x215cm
4113B	EasyRoll 4way Sliding sheet	140x230cm
4111LB	EasyRoll 4way Sliding sheet	200x200cm
4112LB	EasyRoll 4way Sliding sheet	200x215cm
4113LB	EasyRoll 4way Sliding sheet	200x230cm

EasyRoll - pillowcase/ örngott/ putetrek/ hovedpudebetræk/ tynnyliina kahvat/ Kissenbezug/ kussensloop/ Taie d'oreiller/ federa/ unda de almohada

4303	EasyRoll Sliding Pillow case	50x60cm
4304	EasyRoll Pillow case w Barrier	50x60cm

EasyRoll 2way Inco, EasyRoll 4way Inco, EasyRoll Chair pad, EasyRoll Underpad and EasyRoll Mattress Protector

10991	EasyRoll Inco 2way Sliding sheet	185x90cm
10992	EasyRoll Inco 4way Sliding sheet	120cm
10992-5	EasyRoll Inco 4way Sliding sheet	140cm
1299k	EasyRoll Chair pad	45x45cm
14545GR	EasyRoll Chair pad	45x45cm
16060GR	EasyRoll Chair pad	45x45cm
16090GR	EasyRoll Chair pad	45x45cm
80011-1	EasyRoll Underpad	85x90x180 cm
80011B	EasyRoll Underpad	80x180cm
80011P	EasyRoll Underpad	80x180cm
80011PL	EasyRoll Underpad	90x210cm
80017-1	EasyRoll Underpad	85x90 cm
80017P	EasyRoll Underpad	85x90 cm
80018	EasyRoll Underpad	150x90 cm
80018P	EasyRoll Underpad	150x90 cm
80019	EasyRoll Underpad	120x90x180cm
80011PS	EasyRoll Underpad w Barrier	70x190cm
80010P	EasyRoll Underpad w Sliding sheet	80x85x180 cm
90.200J01	EasyRoll Mattress protector	90x200cm
105.200J01	EasyRoll Mattress protector	105x200cm
120.200J01	EasyRoll Mattress protector	120x200cm

Product combinations, Produktkombinationer, Produkt kombinasjon, Produkt kombination, Tuoteyhdistelmä, Produktkombination, Product-combinatie, Combinaison de produit, Combinazione di prodotti, Combinación del producto

Art. no.	Combination	Art. no.	Combination
4111	4111 + 4111T	41401S	41401S + 4011S
4112	4112 + 4112T	41402S	41402S + 4011S
4113	4113 + 4113T	41403S	41403S + 4011S
4111L	4111L + 4111LT	41401LS	41401LS + 4011L
4112L	4112L + 4112LT	41402LS	41402LS + 4011L
4113L	4113L + 4113LT	41403LS	41403LS + 4011L
41402SET	41402SET + 4011S	10990	10990 + 10992
41403SET	41403SET + 4011L	10990-5	10990-5 + 10992-5

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

EasyRoll2Way and EasyRoll4Way are two different draw sheets that can be used together with a EasyRoll slide sheet. EasyRoll2Way is used for lateral repositioning and EasyRoll4Way is used for both lateral repositioning and repositioning higher up or lower down in bed. EasyRoll4Way has an anti-friction material on the underside and has been developed mainly for heavy users. Available in several sizes.



Check Safety

Visual inspection

Check the condition and function of the assistive device regularly. Always inspect the product after laundering. Check to ensure that seams and material are free from damage. Check to ensure that fabric is not worn or faded. If there are signs of wear, the product must be discarded.

Friction test

Low friction - Ensure that the surface is smooth and slides effortlessly. Compare with a new product.




Always read the manual

Always read the user manuals for all assistive devices used during a transfer.

Keep the user manual where it is accessible to users of the product. Always make sure that you have the right version of the user manual. The most recent editions of user manuals are available for downloading from our website, www.directhealthcaregroup.com.

Placement



Place EasyRoll with the smooth surface in the middle of the bed and with EasyRoll2Way on top. After turning, gliding movement can be inhibited by bedding EasyRoll2Way in under the mattress on both sides of the bed.

A tag on EasyRoll4Way indicates which side should be placed facing upwards in bed. After turning, gliding movement can be inhibited by bedding EasyRoll4Way in under the mattress on both sides of the bed.

Turning with EasyRoll2Way



Perform the turn by grasping the draw sheet at the level of the hips and the shoulders. For best ergonomic technique, grasp a lot of fabric.

Work with straight wrists and shift weight by leaning backwards.

Turning with the aid of a draw sheet can be performed by two caregivers. This is a collaborative effort whereby one caregiver pulls the draw sheet (as above) and the other presses down somewhat near the shoulders and hips while at the same time pushing.


Turn the user. After turning, gliding is prevented by tucking the draw sheet under the mattress on both sides.

Turning with EasyRoll4Way



The EasyRoll4Way draw sheet, which has an anti-friction material on the underside, has been developed specially for heavy users. The procedure for turning is the same as for EasyRoll2Way (above). After turning, gliding is prevented by tucking the draw sheet under the mattress on both sides. To prevent chafing, smooth out the bedding under the user before tucking the draw sheet in under the mattress. The caregivers can do this by pulling diagonally on the draw sheet from either side. Raise the bed rails before leaving the user.


Higher up in bed with EasyRoll4Way



To reposition the user higher up in bed, grasp the draw sheet on both sides near the shoulders, stand in a walking stance and take one step backwards.

To prevent the user from gliding down in bed, tuck in part of the draw sheet, so that it is folded double under the user's seat.




Sitting up in bed with EasyRoll4Way



With a EasyRoll4Way in the bed, downward gliding can be prevented even when the user sits up in bed. Tuck in part of the draw sheet, so that it is folded double under the user's seat. Then, tuck the draw sheet in under the mattress, but only at the hip section. When the head end of the bed is subsequently raised, the draw sheet acts as a friction surface to prevent sliding.



Lift-assisted turning

When manual repositioning seems to place too much strain on the body, EasyRoll4Way with handle straps (Art. No. 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) can be used in combination with a user lift and a two-point slingbar.



Select two of the handle straps on one side and hook them to the slingbar. Prepare the user for turning.

Start turning carefully and stop to make any necessary adjustments; e.g., move the user closer to the middle of the bed to free more space for turning. Then, raise the slingbar until the user is lying on his or her side.



With one hand under the hip, pull the lower edge of the EasyRoll4Way in, so that it is folded double.

The user's back is now supported and the caregiver is easily able to attend to the user's personal hygiene needs.

Note



Be aware that there is a risk of the user sliding out of bed. Raise the bed rails before leaving the user.

Material

Polyester, Cotton, Duchesse

Care of the product

Read the product label.



Do not use rinsing agent. To ensure maximum material life, hang dry or tumble dry on low heat.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.directhealthcare-group.com for a complete list of distributors.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Bruksanvisning - Svenska

EasyRoll2Way och EasyRoll4Way är två olika draglakan som används tillsammans med ett glidlakan, EasyRoll. EasyRoll2Way används för förflyttning i sidled och EasyRoll4Way används för förflyttning i både sidled och uppåt eller nedåt. EasyRoll4Way har glidmaterial på undersidan och är framtagen framförallt för tunga brukare. Tillverkas i flera olika storlekar.



Säkerhetskontroll

Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Friction test

Låg friktion - Kontrollera att ytan är glatt och glider lätt. Jämför med ny produkt!




Läs alltid manualen

Läs alltid bruksanvisningarna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara bruksanvisningen tillgänglig för användare av produkten. Se till att du alltid har rätt version av bruksanvisningen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.directhealthcaregroup.com.


Placering



EasyRoll placeras med den glatta ytan i mitten av sängen och med EasyRoll2Way ovanpå. Efter vändning kan glidrörelser bromsas genom att EasyRoll2Way bäddas in under madrassen på båda sidorna av sängen.

På EasyRoll4Way finns en märklapp som talar om vilken sida som skall placeras uppåt i sängen. Efter vändning kan glidrörelser bromsas genom att EasyRoll4Way bäddas in under madrassen på båda sidorna av sängen.

Vändning med EasyRoll2Way



Genomför vändningen genom att greppa i draglakanet vid höft och skuldra. Fyll handen med mycket tyg för bättre ergonomi.

Arbeta med raka handleder och tyngdöverföring genom att luta dig bakåt.

Vändning med draglakan kan göras av två medhjälpare. Det är ett samarbete där den ena drar i draglakanet (enligt ovan) och den andra trycker något nedåt vid skuldra och höft och samtidigt skjuter på.

Vänd brukaren. Efter vändningen låses glidförmågan genom att draglakanet viks in under madrassen på båda sidorna.


Vändning med EasyRoll4Way



Draglakanet EasyRoll4Way som har ett glidmaterial på undersidan är speciellt utvecklat för tunga brukare. Tillvägagångssättet vid vändning är detsamma som för EasyRoll2Way.

Efter vändningen låses glidförmågan genom att draglakanet viks in under madrassen på båda sidorna. Innan draglakanet fästes under madrassen, skall eventuella ojämnheter under brukaren slätas ut för att undvika skav. Det kan göras genom att man drar i draglakanet diagonalt från var sida. Lämna inte brukaren utan att fälla upp sängens grindar.


Högre upp i säng med EasyRoll4Way



För förflyttning högre upp i säng tar man tag i draglakanet vid skulderpartiet på var sida om brukaren, står i en gångställning och tar ett steg bakåt.

Man kan undvika nedåtgång i säng, genom att vika in en del av draglakanet så att det blir dubbelvikt under låren.




Sitta upp i sängen med EasyRoll4Way



Man kan undvika nedåtgång i säng även om man sitter upp i sängen med ett EasyRoll4Way i sängen. Vik in en del av draglakanet så att det blir dubbelvikt under låren. Vik därefter in draglakanet under madrassen, men enbart vid höftpartiet. När man sedan reser huvudändan av sängen, fungerar draglakanet som en bromsytta.



Vändning i kombination med lyft

När manuella positioneringar upplevs för belastande för kroppen kan EasyRoll4Way med handtagsband (art nr: 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) användas i kombination med lyft med tvåpunkts-lyftbygel.



Välj två av handtagsbanden på ena sidan och kroka fast dessa på lyftbygel. Förbered brukaren för vändning.

Starta vändningen och stanna för att kontrollera om något bör justeras, exempelvis positionera brukaren mot mitten på sängen för att få mer utrymme för vändning. Fortsätt sedan att höja lyftbygeln tills brukaren ligger på sidan.



Dra i den nedre kanten på EasyRoll4Way med ena handen under höften, så att det viks dubbelt.

Brukaren ligger nu med stöd för ryggen och personalen kommer enklare åt att sköta brukarens personliga hygien.

Observera



Observera urglidningsrisken. Gör alltid en riskbedömning om sänggrinden bör vara uppfälld eller ej.

Material

Polyester, Bomull, Duchesse

Skötselråd

Läs på märketiketten



60-90°C

140-194°F

Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för optimal livslängd av materialet.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.directhealthcaregroup.com för en komplett distributörsförteckning.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Brukermanual - Norsk

EasyRoll2Way og EasyRoll4Way er to ulike stikkklaken som benyttes sammen med et glidelaken, EasyRoll. EasyRoll2Way benyttes for forflytninger i sideleie og EasyRoll4Way benyttes for forflytninger i både sideleie og opp eller ned i sengen. EasyRoll4Way har glidemateriale på undersiden og spesielt egnet for tunge brukere. Produktet kommer i flere ulike størrelser.



Sikkerhetskontroll

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Friksjonstest

Lav friksjon – Sørg for at overflaten er glatt og glir lett. Sammenlign med et nytt produkt.



Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig.

De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside:

www.directhealthcaregroup.com


Plassering



EasyRoll plasseres med den glatte overflaten midt i sengen og med EasyRoll2Way oppå. Etter vending kan glidebevegelsene bremses ved at EasyRoll2Way brettes inn under madrassen på begge sider av sengen.

På EasyRoll4Way finnes en merkelapp som viser hvilken side som skal plasseres oppover i sengen. Etter vending kan glidebevegelsene bremses ved at EasyRoll4Way brettes inn under madrassen på begge sider av sengen.

Vending med EasyRoll2Way



Gjennomfør vendingen ved å ta tak i stikkklakenet ved hoft og skuldre. Fyll hele hånden med mye tøy for bedre ergonomi.

Jobb med strake håndledd og tyngdeoverføring ved å lene deg bakover.

Vending med stikkklaken kan gjøres av to medhjelpere, der man samarbeider slik at den ene trekker i stikkklakenet (som vist over) og den andre trykker noe ned ved skuldre og hoft, og samtidig skyver i fra.

Vend brukeren. Etter vendingen låses glideevnen ved at stikkklakenet vikles inn under madrassen på begge sidene.

Vending med EasyRoll4Way




Stikkklakenet EasyRoll4Way har et glidmateriale på undersiden er spesielt utviklet for tunge brukere. Fremgangsmåten ved vending er den samme som for EasyRoll2Way (over).

Etter vendingen låses glideevnen ved at stikkklakenet vikles inn under madrassen på begge sidene.

Før stikkklakenet festes under madrassen, skal eventuelle ujevnheter under brukeren slettes ut for å unngå sår. Dette kan gjøres ved at man trekker diagonalt i stikkklakenet fra hver side. La aldri brukeren være alene uten å sette opp sengegrindene.


Høyere opp i sengen med EasyRoll4Way



For forflytninger høyere opp i sengen tar man tak i stikkklakenet ved skulderpartiet på begge sider av brukeren, står i gangstilling og tar et skritt bakover.

Man kan unngå at brukeren glir nedover i sengen ved å brette stikkklakenet slik at det ligger dobbelt under brukeren ved setet.

Sitte opp i sengen med EasyRoll4Way






Man kan unngå at brukeren glir nedover i sengen, også når man sitter oppreist med et EasyRoll4Way under seg.

Brett inn en del av stikkklakenet slik at det ligger dobbelt under brukeren ved setet. Brett deretter stikkklakenet inn under madrassen, men bare ved hoftepartiet. Når man så hever hodeenden av sengen, fungerer stikkklakenet som en bremseflate.



Vending i kombinasjon med løft

Når manuelle posisjoneringer oppleves for belastende for kroppen kan EasyRoll4Way med håndtaksbånd (art nr: 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) benyttes i kombinasjon med heis med topunktsløftebøyle.



Velg to av håndtaksbåndene på den ene siden og huk de fast på løftebøylen. Forbered brukeren på vending.

Start vendingen og stopp opp for å kontrollere om noe bør justeres, f. eks posisjonere brukeren mot midten av sengen for å få mer plass til vending. Fortsett deretter med å heve løftebøylen til brukeren ligger på siden.



Trekk i den nedre kanten på EasyRoll4Way med ene hånden under hoften, slik at det brettes dobbelt.

Brukeren ligger nå med støtte til ryggen og personalet kommer enklere til for ta hånd om brukerens personlige hygiene.

Observer



Vår oppmerksom på risiko for utglidning. La aldri brukeren være alene uten å sette opp sengegrindene.

Materiale

Polyester, Bomull, Duchesse

Vedlikeholdsråd

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.directhealthcaregroup.com for en komplett distributørliste.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Brugsvejledning - Dansk

EasyRoll2Way og EasyRoll4Way er to forskellige glidetrækstykker som anvendes sammen med et glidelagen, EasyRoll. EasyRoll2Way anvendes ved forflytning i sideværts og EasyRoll4Way anvendes ved forflytning i både sideværts og opad eller nedad. EasyRoll4Way har glidemateriale på undersiden og er frem for alt fremstillet til tunge brugere. Findes i flere forskellige størrelser.



Sikkerhedskontrol

Visuel inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af hjælpemidlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.

Friktionstest

Lav friktion – Kontroller, at overfladen er glat og glider let. Sammenlign med et nyt produkt!




Læs altid brugsvejledning

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.directhealthcaregroup.com.


Placering



EasyRoll placeres med den glatte flade i midten af sengen og med EasyRoll2Way ovenpå. Efter vending kan glidebevægelsen bremses ved at EasyRoll2Way stoppes ind under madrassen i begge sider af sengen.

På EasyRoll4Way findes en mærkning som fortæller, hvilken side som skal placeres opad i sengen. Efter vending kan glidebevægelsen bremses ved at EasyRoll4Way stoppes ind under madrassen i begge sider af sengen.

Vendning med EasyRoll2Way



Gennemfør vendningen ved at tage fat i glidelagnet ved hofter og skuldre. Fyld hånden op med meget stof for at få bedre ergonomi for hænderne.

Arbejd med lige håndled og vægtoverføring ved at læne dig bagud.

Vendning med trækklagnet kan udføres af to medhjælpere. Det er et samarbejde, hvor den ene trækker i glidelagnet (opad) og den anden trækker noget nedad ved skuldre og hofter og samtidigt skubber let.

Vend brugeren. Efter vendningen låses glidebevægelsen ved at glidelagnet stoppes ind under madrassen i begge sider.


Vendning med EasyRoll4Way



Glidetrækstykket EasyRoll4Way som har et glidemateriale på undersiden er specielt udviklet til tunge brugere. Fremgangsmåden ved vendning er det samme som før EasyRoll2Way (se ovenfor).

Efter vendningen låses glidebevægelsen ved at glidelagnet stoppes in under madrassen i begge sider. Inden glidelagnet fastgøres under madrassen, skal eventuelle ujævnheder under brukaren glattes ud for at undgå folder. Det kan gøres ved at man trækker diagonalt i glide-lagnet fra hver side. Efterlad aldrig brukaren uden at slå sengens sengeheste op.


Højere op i seng med EasyRoll4Way



Ved forflytning højere op i seng tager man fat i glidelagnet ved skulderpartiet på hver side af brukaren, står i en gangstilling og tager et skridt bagud.

Man kan undgå nedadglidning i seng, ved at vikle ind en del af glidelagnet så at det bliver dobbeltviklet under endepartiet.




Sidde op i sengen med EasyRoll4Way





Man kan undgå nedadglidning i sengen selv om man sidder op i sengen med et EasyRoll4Way i sengen. Stop en del af glidelagnet ind, så det bliver dobbeltviklet under endepartiet. Stop der efter glidelagnet under madrassen, men kun ved hoftepartiet. Når man hæver hovedenden af sengen, fungerer glidelagnet som en bremseflade.

Vending i kombination med løft

Når manuelle positioneringer opleves for belastende for kroppen, kan EasyRoll4Way med håndtagsbånd (art nr.: 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) anvendes i kombination med løft med topunkts-løfteåg.



Vælg to af håndtagsbåndene på den ene side, og sæt disse fast på kroger på løfteåget. Forbered brugeren på vendingen. Påbegynd vendingen, og stop op for at kontrollere, om der er noget, der skal justeres, f.eks. positionering af brugeren mod midten af sengen for at få bedre plads til vendingen. Fortsæt derefter med at hæve løfteåget, indtil brugeren ligger på siden.



Træk i den nederste kant på EasyRoll4Way med den ene hånd under hoften, så det foldes dobbelt.

Brugeren ligger nu med støtte i ryggen, og personalet kan lettere tage sig af brugerens personlige hygiejne.

Observer



Observer risikoen for at glide ud af sengen. Efterlad aldrig brugeren uden at slå sengens sengeheste op.

Materiale

Polyester, Bomuld, Duchesse

Rengøringsvejledning

Læs på vareetiketten



Anvend ikke skyllemiddel. Undgå tørretumbling for optimal levetid på materialet.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.directhealthcare-group.com for en komplet forhandlerliste.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Käyttöohje - Suomi

EasyBelt- ja FlexiBelt-talutusvöitä käytetään erilaisten siirtojen apuvälineinä. Niitä ei tule käyttää nostamisen apuvälineinä. EasyBelt talutusvöön sisäpinta on päällystetty nylonilla, joten sen puhdistus helppoa ja se voidaan tarvittaessa pyyhkiä desinfektioaineella. FlexiBelt talutusvöön sisäpinta on pehmeä ja tuntuu mukavalta vartaloa vasten. Kummankin talutusvöön sisäpinnan materiaali pitää vöön hyvin paikallaan.



Varmista turvallisuus

Silmämääräinen tarkastus

Tuote tulee tarkastaa säännöllisesti ja aina pesun jälkeen. Tarkasta, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ja ettei se ole haalistunut. Mikäli tuotteessa on havaittavissa kulumista, se tulee poistaa käytöstä.

Kitkatesti

Pieni kitka – Varmista, että pinta on sileä ja luistaa helposti. Vertaa uuteen tuotteeseen.



Lue aina käyttöohje


Lue aina kaikkien siirrossa käytettävien apuvälineiden käyttöohjeet.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

Varmista aina, että sinulla on käyttöohjeen uusin versio.

Sen voi ladata kotisivuiltamme www.directhealthcaregroup.com.

Paikalleen laittaminen



Petaa EasyRoll liukulakana sänkyyn siten, että lakanan sileä keskiosa on keskellä sänkyä ja laita EasyRoll2Way sen päälle. Kun potilas on saatu käännettyä, EasyRoll2Way liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei se liikkuisi pois paikoiltaan.

EasyRoll4Way liukulakanassa on merkkilappu, jonka tulee osoittaa ylöspäin. Kun potilas on saatu käännettyä, EasyRoll4Way liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei se liikkuisi pois paikoiltaan.

Potilaan kääntäminen EasyRoll2Way liukulakanan avulla




Kääntäessäsi potilasta, tartu lakanasta kiinni potilaan lantion ja hartioiden korkeudelta. Jotta kääntäminen olisi mahdollisimman ergonomista, ota käsiisi reilusti kangasta.

Pidä ranteet suorina ja siirrä painoa taaksepäin.

Kun potilasta käännetään liukulakanan avulla, voidaan käyttää kahta avustajaa. Tällaisessa tapauksessa toinen avustaja vetää liukulakanasta ja toinen painaa hivenen alaspäin lantion ja hartioiden kohdalta työntäen samalla liukulakanasta.

Käännä potilas. Kun potilas on saatu käännettyä, liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei se liukkuisi pois paikoiltaan.

Potilaan kääntäminen EasyRoll4Way liukulakanan avulla




EasyRoll4Way liukulakanan alapinta on valmistettu liukumateriaalista ja sitä käytetään useimmiten painavien potilaiden avustamiseen. Potilas käännetään samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa on kuvattu.

Kun potilas on saatu käännettyä, liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei se liukkuisi pois paikoiltaan.

Suorista potilaan alle jäävä liukulakana, ennen kuin taitat reunat patjan alle, ettei potilaalle tulisi hiertymiä tai painehaavaumia. Lakana voidaan suoristaa myös siten, että avustajat vetävät sitä kulmista kumpaankin suuntaan. Nosta sängyn laidat ylös, ennen kuin poistut potilaan luota.


Asennon korjaaminen ylöspäin sängyssä Easy-Roll4Way liukulakanan avulla



Kun siirrät potilasta sängyssä kohti päätä, tartu liukulakanasta potilaan hartioiden korkeudelta, seiso itse käyntiasennossa sängyn laidan suuntaisesti ja suorita siirto astumalla itse taaksepäin.

Estääksesi potilasta liukumasta kohti sängyn jalkapäätyä, taita osa liukulakanaa kaksinkerroin potilaan lantion alle.




Istumaan nousu sängyssä EasyRoll4Way liukulakanan avulla



EasyRoll4Way liukulakanan avulla voidaan estää potilaan liukuminen kohti sängyn jalkapäätyä, vaikka potilas on nostettu istuma-asentoon sängyssä. Taita osa liukulakanaa kaksinkerroin potilaan lantion alle. Käännä liukulakana tämän jälkeen patjan alle potilaan lantion kohdalta. Kun sängyn pääty on nostettu ylös, liukulakanaan tehty taitos estää potilaan liukumista kohti sängyn jalkapäätyä.



Kääntö nostimen avulla

Kun potilaan asennon vaihtaminen tuntuu liian rasittavalta, voidaan apuna käyttää vetolenkeillä varustettua EasyRoll4Way-liukulakanaa (tuotenumro 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) yhdessä potilasnostimen ja kaksipistenostokaaren kanssa.



Valitse liukulakanan sivulta kaksi vetolenkkiä ja pujota ne nostokaareen. Valmistele potilas kääntämistä varten.

Aloita kääntäminen varovasti ja tee välillä tarvittavat säädöt, esim. siirrä potilasta lähemmäksi sängyn keskiosaa, että kääntämiselle vapautuu lisää tilaa. Nosta sen jälkeen nostokaarta niin, että potilas kääntyy toisella kyljelleen.



Pane toinen kätesi potilaan lonkan alle, taita EasyRoll4Way-liukulakana kaksinkerroin lakanan alareunasta vetämällä.

Potilaan selkä on nyt tuettuna ja hoitajan on helppo huolehtia potilaan henkilökohtaisesta hygieniasta.

Huomio!



Varmista, ettei potilas pääse liukumaan alas sängystä. Nosta sängyn laidat aina ylös, ennen kuin lähdet pois potilaan luota.

Materiaali

Polyesteri, Puuvilla, Duchesse

Tuotteen hoito

Tutustu hoito-ohjeisiin, jotka löytyvät tuoteselosteesta.



60-90°C
140-194°F

Älä käytä huuhteluinetta. Taataksesi tuotteelle mahdollisimman pitkän käyttöiän, kuivata tuote vapaasti ripustaen tai rumpukuivaa matalassa lämpötilassa.

Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoa tuotteesta ja sen käytöstä. Katso osoitteesta www.directhealth-caregroup.com täydellinen luettelo jälleenmyyjistä.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Gebrauchsanweisung - Deutsch

EasyRoll2Way und EasyRoll4Way sind zwei Ziehlaken zur Anwendung zusammen mit einem Gleitlaken, EasyRoll. EasyRoll2Way wird zum seitlichen Versetzen verwendet und EasyRoll4Way sowohl zum seitlichen Versetzen als nach oben bzw. unten. EasyRoll 4Way ist an der Unterseite mit einer Gleitschicht versehen und ist vor allem für schwere Benutzer vorgesehen. In verschiedenen Größen erhältlich.



Sicherheitsprüfung

Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

Reibungsprüfung

Gleitflächen – Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sich glatt anfühlt und das Hilfsmittel mühelos über die Unterlage gleitet. Vergleichen Sie mit einem neuen Produkt!




Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Gebrauchsanweisungen für sämtliche beim Transfer des Pflegebedürftigen verwendeten Hilfsmittel. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung so auf, dass sie der Anwender des Produkts rasch zur Hand hat. Vergewissern Sie sich, dass Sie stets über die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung verfügen.

Die aktuellste Version steht auf unserer Website www.directhealthcaregroup.com zum Download bereit.


Positionierung



EasyRoll wird mit der glatten Seite auf die Bettmitte gelegt mit EasyRoll2Way obenauf. Nach der Anwendung wird EasyRoll2Way an beiden Seiten des Bettes unter die Matratze eingesteckt, um ein weiteres Gleiten zu verhindern.

EasyRoll4Way ist mit einer Kennzeichnung versehen, aus der hervorgeht, welche Seite oben oder unten ist. Nach der Anwendung wird EasyRoll4Way an beiden Seiten des Bettes unter die Matratze eingesteckt, um ein weiteres Gleiten zu verhindern.

Wenden mit EasyRoll2Way



Zum Wenden das Ziehlaken in Hüft- und Schulterhöhe fassen. Fülliges Greifen des Lakens verbessert die Ergonomie.

Arbeiten Sie mit geraden Handgelenken und lehnen Sie sich zur Kraftübertragung nach hinten.

Für die Wendebewegung mit Ziehlaken empfehlen sich zwei Hilfspersonen. Dabei zieht eine Person am Ziehlaken (siehe oben), während die andere Person im Hüft- und Schulterbereich schiebend nachhilft.

Den Benutzer wenden. Nach dem Wenden das Ziehlaken an beiden Seiten unter die Matratze stecken, um weiteres Gleiten zu vermeiden.


Wenden mit EasyRoll4Way



Das Ziehlaken EasyRoll4Way mit Gleitbeschichtung an der Unterseite ist besonders für schwergewichtige Benutzer vorgesehen. Die Vorgehensweise beim Wenden ist die gleiche wie bei EasyRoll2Way (siehe oben).

Nach dem Wenden das Ziehlaken an beiden Seiten unter die Matratze stecken, um weiteres Gleiten zu vermeiden. Vor dem Einstecken des Ziehlakens unter die Matratze eventuelle Unebenheiten unter dem Pflegebedürftigen glätten, um Scheuerstellen zu vermeiden. Hierzu das Ziehlaken von beiden Seiten her diagonal glatt ziehen. Bevor Sie den Pflegebedürftigen verlassen, sind die Schutzgitter des Bettes hochzuklappen.


Hochschieben im Bett mit EasyRoll4Way



Um den Pflegebedürftigen im Bett zum Kopfende hin zu verschieben, fassen Sie das Ziehlaken in Schulterhöhe des Pflegebedürftigen und tun einen Schritt nach hinten.

Um Nachuntengleiten im Bett zu vermeiden, kann das Ziehlaken umgeschlagen werden, so dass es unter dem Gesäß des Pflegebedürftigen doppelt liegt.




Aufsetzen im Bett mit EasyRoll4Way





Mit EasyRoll4Way vermeiden Sie ein Nachuntengleiten des Pflegebedürftigen auch in sitzender Stellung im Bett. Schlagen Sie einen Teil des Ziehlakens um, so dass es unter dem Gesäß des Pflegebedürftigen doppelt zu liegen kommt. Stecken Sie danach das Ziehlaken unter die Matratze ein, jedoch nur in Höhe der Hüfte. Beim Erhöhen des Kopfendes des Bettes dient das Ziehlaken als Bremsfläche.

Wenden in Verbindung mit Anheben

Falls manuelles Positionieren zu anstrengend ist, kann EasyRoll4Way mit Griffbändern (art. Nr. 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) in Verbindung mit Anheben mit Zweipunkthebebügel verwendet werden.



Zwei Griffbänder an einer Seite wählen und am Hebebügel einhaken. Den Pflegebedürftigen auf den Wendevorgang vorbereiten. Wendevorgang beginnen und wieder anhalten, um zu prüfen, ob evtl. Justierungen erforderlich sind, z.B. Verschieben des Pflegebedürftigen zur Bettmitte hin, um mehr Platz für den Wendevorgang zu schaffen. Hebebügel weiter anheben, bis der Pflegebedürftigen auf der Seite liegt.



Das untere Ende von EasyRoll4Way mit einer Hand unter die Hüfte ziehen, so dass EasyRoll4Way doppelt zu liegen kommt.

Der Pflegebedürftigen hat nun eine Stütze am Rücken, die dem Personal die Hygienearbeit am Pflegebedürftigen erleichtert.

Zu beachten



Beachten Sie die Gefahr des Herausgleitens. Bevor Sie den Pflegebedürftigen verlassen, sind die Schutzgitter des Bettes hochzuklappen.

Materiale

Polyester, Baumwollen, Duchesse

Pflegeanleitung

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Ein komplettes Händlerverzeichnis finden Sie unter www.directhealthcare-group.com.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Handleiding - Nederlands

EasyRoll2Way en EasyRoll4Way zijn twee verschillende treklakens die gebruikt kunnen worden in combinatie met een EasyRoll-glijlaken. EasyRoll2Way wordt gebruikt voor zijwaartse verplaatsing en EasyRoll4Way wordt gebruikt voor zijwaartse verplaatsing en voor verplaatsing verder omhoog of omlaag in het bed. EasyRoll4Way heeft anti-wrijvingsmateriaal aan de onderzijde en is vooral ontwikkeld voor zware zorgvrageren. Verkrijgbaar in verschillende maten.



Veiligheidscontrole

Visuele inspectie

Controleer de toestand en het functioneren van het hulpmiddel regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen. Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of verwaald is. Als er tekenen van slijtage zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.

Wrijving

Weinig wrijving: controleer of het oppervlak glad is en gemakkelijk glijdt. Vergelijk met een nieuw product.




Lees altijd de handleiding

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is. Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de handleiding. U kunt de recentste versies van handleidingen downloaden van onze website, www.directhealthcaregroup.com.


Plaatsen



Plaats EasyRoll met het gladde oppervlak in het midden van het bed en met EasyRoll2Way erbovenop. Na het draaien kan glijden voorkomen door EasyRoll2Way aan beide kanten van het bed onder het matras te stoppen.

Een label op de EasyRoll4Way geeft aan welke kant boven moet zitten in het bed. Na het draaien kan glijden voorkomen worden door EasyRoll4Way aan beide kanten van het bed onder het matras te stoppen.

Draaien met EasyRoll2Way



Voer het draaien uit door het treklaken beet te nemen ter hoogte van de heupen en de schouders. Voor de beste ergonomische techniek, pakt u veel stof beet.

Werk met gestrekte polsen en verplaats het gewicht door naar achteren te hangen.

Draaien met behulp van een treklaken kan worden uitgevoerd door twee zorgverleners. Hierbij wordt samengewerkt waarbij één zorgverlener aan het treklaken trekt (zie boven) en de ander wat omlaag drukt bij de schouders en heupen, en tegelijkertijd duwt.

Draai de zorgvrager. Na het draaien kan glijden voorkomen worden door het treklaken aan beide kanten onder het matras te stoppen.


Draaien met EasyRoll4Way



Het EasyRoll4Way-treklaken, met aan de onderzijde anti-wrijvingsmateriaal, is speciaal ontwikkeld voor zware zorgvragers. De procedure voor draaien is dezelfde als voor de EasyRoll2Way (zie boven).

Na het draaien kan glijden voorkomen worden door het treklaken aan beide kanten onder het matras te stoppen. Om schaven te voorkomen, maakt u het beddengoed onder de zorgvrager glad voordat u het treklaken instopt onder het matras. De zorgverleners kunnen dit doen door aan beide kanten diagonaal aan het treklaken te trekken. Zet de zijhekkens omhoog voordat u de zorgvrager alleen laat.


Hoger in bed met EasyRoll4Way



Om de zorgvrager hoger in het bed te verplaatsen, pakt u het treklaken aan beide kanten bij de schouders, gaat u in looppositie staan en doet u een stap naar achter.

Om te voorkomen dat de zorgvrager omlaag glijdt in het bed, stopt u een deel van het treklaken in zodat het dubbelgevouwen is onder het zitvlak van de zorgvrager.




Recht op zitten met EasyRoll4Way





Met een EasyRoll4Way in het bed kan omlaag glijden worden voorkomen, zelfs als de zorgvrager recht op in bed zit. Stop een deel van het treklaken in zodat het dubbelgevouwen is onder het zitvlak van de zorgvrager. Stop het treklaken vervolgens in onder het matras, maar alleen bij het heupgedeelte. Wanneer het hoofdeinde van het bed daarna omhoog gezet wordt, werkt het treklaken als wrijvingsoppervlak om glijden te voorkomen.

Draaien met behulp van de lift

Wanneer handmatig herpositioneren zorgt voor een te grote belasting van het lichaam, kunt u EasyRoll4Way met handgrepen (art.nr. 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) gebruiken in combinatie met een zorgvragerenlift en een tweepuntstijlk.



Neem twee van de handgrepen aan één kant en haak ze aan het tiljuk. Bereid de zorgvrager voor op het draaien. Begin voorzichtig te draaien en stop om eventuele aanpassingen te doen, zoals de zorgvrager meer naar het midden van het bed te bewegen zodat u meer ruimte hebt om te draaien. Breng het tiljuk vervolgens omhoog totdat de zorgvrager op de zij ligt.



Trek met één hand onder de heup de onderste rand van de EasyRoll4Way naar binnen, zodat deze dubbelgevouwen wordt.

De rug van de zorgvrager wordt nu ondersteund en de zorgverlener kan gemakkelijk zorgen voor de hygiëne van de zorgvrager.

Note



Denk eraan dat het risico bestaat dat de zorgvrager uit bed glijdt. Zet de zijhekken omhoog voordat u de zorgvrager alleen laat.

Materiaal

Polyester, Katoen, Duchesse

Onderhoud van het product

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasverzachters. Om te zorgen voor een maximale levensduur van het materiaal, aan de lijn drogen of op een lage stand in de wasdroger.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie www.directhealthcaregroup.com voor een volledige lijst met leveranciers.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Manual d'utilisation - Français

EasyRoll2Way et EasyRoll4Way sont deux draps de transfert différents, que l'on utilise avec un drap de glissement, EasyRoll. EasyRoll2Way sert à déplacer la personne sur le côté, tandis que EasyRoll4Way sert à la déplacer aussi bien sur le côté, que pour la remonter ou la descendre dans le lit. Conçu essentiellement pour les personnes lourdes, EasyRoll4Way comporte sur sa face inférieure une matière qui favorise le glissement. Fabriqué dans plusieurs tailles différentes.

Contrôle de sécurité

Inspection visuelle

Effectuer des inspections régulières de l'auxiliaire. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pâlî. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.

Test de friction

Faible friction : veillez à ce que la surface soit lisse et glisse sans effort. Procédez à une comparaison avec un produit neuf.


Toujours lire le manuel utilisateur

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de l'utilisateur.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet:

www.directhealthcaregroup.com.


Mise en place



EasyRoll se met en place avec la surface lisse au milieu du lit et avec EasyRoll2Way en tête de lit. Après avoir retourné la personne, on peut freiner les mouvements de glissement en plaçant EasyRoll2Way sous le matelas, des deux côtés du lit.

EasyRoll4Way comporte une étiquette de marquage qui indique le côté à placer en tête de lit. Après avoir retourné la personne, on peut freiner les mouvements de glissement en plaçant EasyRoll4Way sous le matelas, des deux côtés du lit.

Retourner la personne avec EasyRoll2Way



Effectuer le retournement en saisissant le drap de transfert aux hanches et aux épaules. Pour améliorer l'ergonomie, prendre beaucoup de tissu dans la main.

Travailler en gardant les poignets bien droits et transférer les poids en vous penchant en arrière.

Deux assistants peuvent retourner la personne à l'aide d'un drap de transfert. C'est un travail de collaboration, pour lequel l'un des assistants tire le drap de transfert (voir ci-dessus) et l'autre presse légèrement vers le bas au niveau des épaules, tout en poussant.

Retourner l'utilisateur. Après avoir retourné la personne, empêcher le glissement en repliant le drap de transfert sous le matelas des deux côtés.


Retourner la personne avec EasyRoll4Way



Le drap de transfert EasyRoll4Way, développé spécialement pour l'utilisateurs lourds, comporte une matière glissante sur sa face inférieure. La procédure de retournement est la même que pour EasyRoll-2Way (ci-dessus).

Après avoir retourné la personne, empêcher le glissement en repliant le drap de transfert sous le matelas des deux côtés. Avant de fixer le drap de transfert sous le matelas, aplanir les éventuelles irrégularités sous l'utilisateur afin d'éviter les blessures par frottement. Pour ce faire, tirer le drap de transfert en diagonale de chaque côté. Ne pas laisser l'utilisateur seul sans remettre en place les grilles de sécurité.


Remonter la personne dans le lit à l'aide de EasyRoll4Way



Pour remonter l'utilisateur dans le lit, saisir le drap de transfert au niveau des épaules de chaque côté d'utilisateur, se mettre en position de marche puis faire un pas en arrière.

On peut éviter au l'utilisateur de glisser dans le lit en pliant une partie du drap de transfert de sorte qu'il ait une épaisseur double sous le postérieur.




S'asseoir dans le lit à l'aide de EasyRoll4Way





On peut éviter à la personne de glisser dans le lit, même si elle est assise, en plaçant EasyRoll4Way dans le lit. Replier une partie du drap de transfert de sorte qu'il ait une épaisseur double sous le postérieur. Replier ensuite le drap de transfert sous le matelas, mais uniquement au niveau des hanches. Quand on relève ensuite la tête de lit, le drap de transfert fonctionne comme une surface freinée.

Retournement associé au levage

Lorsque les transferts manuels sont ressentis comme trop contraignants physiquement, EasyRoll4Way avec sangles-poignées (n° d'art. : 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) peut être utilisé en combinaison avec un dispositif de levage avec étrier de levage à deux points.



Choisir deux des sangles-poignées d'un côté et les accrocher sur l'étrier de levage. Préparer l'utilisateur en vue du retournement. Commencer le retournement, puis s'arrêter pour vérifier s'il faut ajuster quelque chose. Par exemple, positionner la personne vers le milieu du lit pour avoir plus de place pendant le retournement. Continuer ensuite de lever l'étrier de levage jusqu'à ce que la personne soit couchée sur le côté.



Tirer sur le rebord inférieur de EasyRoll4Way avec une main sous les hanches, de sorte que le dispositif se plie en double.

La personne est maintenant couchée en appui sur le dos et le personnel accède plus facilement pour prendre en charge l'hygiène quotidienne de la personne.

Attention



Faire attention au risque de glissement et de chute du lit. Ne pas laisser l'utilisateur seul sans remettre en place les grilles de sécurité.

Matériaux

Polyester, Coton, Duchesse

Conseils d'entretien

Lire l'étiquette du produit.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant. Éviter le passage au sèche-linge pour la plus grande longévité du matériau.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.directhealthcaregroup.com pour la liste complète des distributeurs.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Manuale utente - Italiano

EasyRoll2Way e EasyRoll4Way sono due traverse che possono essere utilizzate insieme al lenzuolo scorrevole EasyRoll. EasyRoll2Way si utilizza per il riposizionamento laterale, mentre EasyRoll4Way si utilizza sia per il riposizionamento laterale che longitudinale sul letto. EasyRoll4Way prevede un materiale antiattrito sul lato inferiore ed è progettato principalmente per i utente particolarmente pesanti. Inoltre, è disponibile in diverse misure.

Controllo di sicurezza

Ispezione visiva

Verificare regolarmente le condizioni e il funzionamento del dispositivo di ausilio. Ispezionare sempre il prodotto dopo il lavaggio. Verificare che le cuciture e il materiale non siano danneggiati. Accertarsi che il tessuto non sia usurato o sbiadito. Qualora presenti segni di usura, il prodotto deve essere gettato.

Test di attrito


Attrito ridotto – Accertarsi che la superficie sia liscia e scorra senza sforzo. Confrontare con un prodotto nuovo.

Leggere sempre le istruzioni

Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di ausilio utilizzati per il trasferimento dell'utente.

Conservare il manuale in un luogo accessibile agli utenti del prodotto. Assicurarsi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.directhealthcare-group.com


Posizionamento



Sistemare EasyRoll con la superficie liscia al centro del letto e con EasyRoll2Way sopra. Dopo la rotazione, è possibile prevenire il rischio di scivolamento ripiegando EasyRoll2Way sotto il materasso su entrambi i lati del letto.

L'etichetta su EasyRoll4Way indica il lato che deve essere rivolto verso l'alto sul letto. Dopo la rotazione, è possibile prevenire il rischio di scivolamento ripiegando EasyRoll4Way sotto il materasso su entrambi i lati del letto.

Rotazione con EasyRoll2Way



Procedere alla rotazione afferrando la traversa all'altezza delle anche e delle spalle. Per una migliore ergonomia, afferrare una parte consistente di tessuto.

Tenere i polsi dritti e bilanciare il peso inclinandosi all'indietro.

La rotazione con l'ausilio di una traversa può essere effettuata da due assistenti. Un assistente deve tirare la traversa come sopra, mentre allo stesso tempo l'altro assistente deve premere verso il basso in prossimità delle anche e delle spalle e spingere.

Ruotare il paziente. Dopo la rotazione, è possibile prevenire il rischio di scivolamento ripiegando la traversa sotto il materasso su entrambi i lati.


Rotazione con EasyRoll4Way



La traversa EasyRoll4Way prevede un materiale antiattrito sul lato inferiore ed è progettata principalmente per i utente particolarmente pesanti. La procedura per la rotazione è uguale a quella sopra riportata per EasyRoll2Way.

Dopo la rotazione, è possibile prevenire il rischio di scivolamento ripiegando la traversa sotto il materasso su entrambi i lati. Per evitare il rischio di sfregamento, lisciare il lenzuolo sotto il utente prima di ripiegare la traversa sotto il materasso. A tal scopo, gli assistenti possono tirare la traversa in diagonale da entrambi i lati. Sollevare le sponde del letto prima di lasciare incustodito il paziente.


Riposizionamento verso l'alto sul letto con EasyRoll4Way



Per riposizionare il paziente più in alto sul letto, afferrare la traversa su entrambi i lati in prossimità delle spalle, restando in posizione eretta e facendo un passo all'indietro.

Per evitare che il paziente scivoli dal letto, ripiegare parte della traversa in modo che sia ripiegata due volte sotto il sedere del paziente.




Seduta sul letto con EasyRoll4Way



Con una traversa EasyRoll4Way sul letto, è possibile prevenire lo scivolamento dell'utente anche quando il paziente è seduto sul letto. Ripiegare parte della traversa in modo che sia ripiegata due volte sotto il sedere del paziente. Ripiegare quindi la traversa sotto il materasso, ma solamente in corrispondenza delle anche. Quando successivamente verrà sollevata la testiera del letto, la traversa fungerà da superficie di attrito prevenendo lo scivolamento.



Rotazione con sollevamento assistito

Se il riposizionamento manuale risulta troppo faticoso, è possibile utilizzare EasyRoll4Way con maniglie (codice 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) in combinazione con un sollevatore per utente ed un bilancino a due punti.



Disporre due maniglie su un lato e agganciarle al bilancino. Preparare l'utente alla rotazione.

Iniziare la rotazione con cautela e fermarsi per poter apportare le eventuali regolazioni necessarie, ad es. avvicinare il paziente al centro del letto per liberare più spazio per la rotazione. Sollevare quindi il bilancino finché l'utente non è sdraiato su un fianco.



Con una mano sotto l'anca, tirare il bordo inferiore di EasyRoll4Way in modo che sia ripiegata doppia.

A questo punto, la schiena dell'utente è sostenuta e l'assistente può provvedere facilmente all'igiene personale dell'utente.

Nota



Prestare attenzione al rischio di scivolamento dell'utente dal letto. Sollevare le sponde del letto prima di lasciare incustodito il utente.

Materiale

Poliestere, Cotone, Duchesse

Cura del prodotto

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non utilizzare detersivi. Per garantire la massima durata del materiale, lasciarlo asciugare appeso oppure in asciugatrice a basso calore.

Contattate il vostro distributore locale per eventuali domande sul prodotto e sul relativo utilizzo. Per l'elenco completo dei distributori, consultate il sito www.directhealthcare-group.com.

EasyRoll2Way

SystemRoMedic

EasyRoll4Way

SystemRoMedic

Manual de usuario - Español

EasyRoll2Way y EasyRoll4Way son dos sábanas de tracción que pueden usarse en combinación con la sábana de deslizamiento EasyRoll. La EasyRoll2Way se emplea para recolocar lateralmente y la EasyRoll4Way tanto en recolocación lateral como más arriba o abajo en la cama. La EasyRoll4Way, que incluye un material antifricción en la cara inferior, ha sido desarrollada en primera instancia para pacientes con un peso elevado. Disponible en varios tamaños.



Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Test di attrito


Attrito ridotto – Accertarsi che la superficie sia liscia e scorra senza sforzo. Confrontare con un prodotto nuovo.



Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.directhealthcaregroup.com.


Colocación



Sitúe la EasyRoll con la superficie suave en mitad de la cama y la EasyRoll2Way encima. Una vez efectuado el giro podrán evitarse los deslizamientos remetiéndola EasyRoll2Way bajo el colchón a ambos lados de la cama.

Una etiqueta en la EasyRoll4Way indica el lado que debe orientarse hacia arriba en la cama. Una vez efectuado el giro podrán evitarse los deslizamientos remetiéndola EasyRoll4Way bajo el colchón a ambos lados de la cama.

Giros con la EasyRoll2Way



Realice el giro agarrando la sábana de tracción al nivel de las caderas y de los hombros. Agarre una buena porción de tejido para una óptima ergonomía.

Mantenga las muñecas rectas y alterne el peso inclinándose hacia atrás.

Dos asistentes pueden llevar a cabo el giro con ayuda de la sábana de tracción. Se trata de un esfuerzo colaborativo, en el que uno de ellos tira de la sábana de tracción (ver más arriba) mientras el otro presiona ligeramente cerca de los hombros y las caderas al tiempo que empuja.

Gire al paciente. Una vez efectuado el giro podrán evitarse los deslizamientos insertando la sábana de tracción bajo el colchón a ambos lados.


Giros con la EasyRoll4Way



La sábana de tracción EasyRoll4Way, que incluye un material antifricción en la cara inferior, ha sido desarrollada en primera instancia para usuarios con un peso elevado. El procedimiento de giro es idéntico al de la EasyRoll2Way (ver más arriba).

Una vez efectuado el giro podrán evitarse los deslizamientos insertando la sábana de tracción bajo el colchón a ambos lados. Con objeto de evitar posibles rozaduras, alise la ropa de cama situada por debajo del usuario antes de remeter la sábana de tracción bajo el colchón. A tal fin, lo asistentes pueden tirar en diagonal de ambos lados de la sábana de tracción. Alce los rieles de la cama antes de abandonar al paciente.


Desplazamiento hacia arriba en la cama con la EasyRoll4Way



Para colocar más arriba al usuario en la cama, agarre ambos lados de la sábana en las proximidades de los hombros, sitúese en posición erguida y dé un paso hacia atrás.

Para evitar que el paciente se deslice hacia abajo en la cama, remeta parte de la sábana de tracción de forma que quede replegada bajo las posaderas del usuario.

Remonter la personne dans le lit à l'aide de EasyRoll4Way






Pour remonter le usuario dans le lit, saisissez le drap de transfert au niveau des épaules de chaque côté du usuario, se mettez en position de marche puis faites un pas en arrière.

On peut éviter au usuario de glisser dans le lit en pliant une partie du drap de transfert de sorte qu'il ait une épaisseur double sous le postérieur.



Giros asistidos por grúa

En caso de que la recolocación manual exija un esfuerzo excesivo puede utilizarse la EasyRoll4Way con correas de agarre (nº art. 4111, 4112, 4113, 4111L, 4112L, 4113L) en combinación con una grúa de usuarios y con una percha de dos puntos.



Seleccione dos de las correas de agarre de un lado y engánchelas a la percha. Prepare al usuario para el giro.

Inicie con cuidado el giro, deteniéndose si debe realizar cualquier ajuste (por ejemplo, acercar el usuario al centro de la cama con el fin de dejar más espacio para el giro). A continuación, alce la percha hasta situar al usuario sobre el costado.



Tras colocar una mano bajo la cadera, inserte el borde inferior de la EasyRoll4Way para replegar esta.

Ahora la espalda del usuario estará sostenida, pudiendo el asistente atender con facilidad las necesidades higiénicas de este.

¡Atención!



Tenga en cuenta que existe el riesgo de que el usuario se resbale de la cama. Alce los rieles de la cama antes de abandonar al usuario.

Material

Poliéster, Algodón, Duchesse

Cuidado del producto









Consulte la etiqueta del producto.



No utilice detergente. Para una máxima vida útil del material, séquelo colgándolo o con una secadora a baja temperatura.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.directhealthcare-group.com para una lista completa de distribuidores.

Symbols

	This product complies with the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745		Visual Inspection
	Medical Device		Read the manual
	Caution		Product Code
	Manufacturer information		Batch Code

Simple solutions for great results

SystemRoMedic® is the name of Direct Healthcare Group's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic® is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic® is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic® offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website;
www.directhealthcaregroup.com

For questions about the product and its use

Please contact your local Direct Healthcare Group and SystemRoMedic® representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.directhealthcaregroup.com.



Moving Health Forward



Medical Device Class I. The product complies with the requirements of the Medical Devices Regulation 2017/745.

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com