



SoftLegSupports zijn gecapitonneerde polsteringen die kunnen worden aangebracht op de beendelen van tilbanden met aparte beensteunen. De SoftLegSupports worden met name gebruikt bij patiënten die gevoelig zijn voor druk. Ze worden verkocht in paren en zijn gemakkelijk door de zorgverlener aan te brengen.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



Lees altijd de instructies

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

Aanbrengen van de SoftLegSupport



1



2

1. De SoftLegSupport heeft een langere lange kant en een kortere lange kant, en een langere kort kant en een kortere korte kant.

2. Breng de SoftLegSupport zo aan dat de langere lange kant in de richting van het midden van de tilband komt, en de langere korte kant richting het achterdeel van de tilband. Breng ze aan op de ondersteuning van elk beengedeelte. Gebruik de tilband zoals anders. Lees de handleiding voor het gebruikte model tilband.

Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

Maat		XS/oranje	S/M/rood/geel	L/XL/groen/paars
Aanbev.	lbs	40-80	70-190	180-450
Gewicht patiënt	kg	20-35	30-90	80-200

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

