

# ReadyGrip

System**RoMedic**

---

**MD** **CE**

Instructions for use – English

Bruksanvisning – Svenska

Brukermanual – Norsk

Brugsvejledning – Dansk

Gebrauchsanweisung – Deutsch

Manuel d'utilisation – Français



**REF**

16090



**SWL: 150 kg/ 330 lbs**

## Table of contents

English .....	3
Svenska .....	5
Norsk .....	7
Dansk .....	9
Deutsch .....	11
Français .....	13
Size .....	15
Symbols .....	23

ReadyGrip is a very easy-to-use assistive device that facilitates rising from a recumbent position to a seated position. ReadyGrip is intended for active users with arm strength and good torso stability.

ReadyGrip features a series of eight handles and is easily affixed with a loop to the footboard of the bed. The user uses the handles and his/her own arm strength to gradually pull himself/herself up from a recumbent position to a seated position.




## Functional inspection

### Visual inspection

Check the condition and function of the assistive device regularly. Always inspect the product after laundering. Check to ensure that seams and material are free from damage. Check to ensure that fabric is not worn or faded. If there are signs of wear, the product must be discarded.

### Mechanical load

Pull on the handles to ensure that they withstand a heavy load. If there are signs of wear, the product must be discarded.




## Always read the manual

Always read the manuals for all assistive devices used during a transfer. Keep the manual where it is accessible to users of the product. Do not leave the patient unattended during a transfer situation.


## Placement of ReadyGrip

Fasten ReadyGrip by drawing the strap through the eyelet. Check to ensure that the fixture points will withstand the pressure of the load transferred by the straps.




## Use of ReadyGrip

Leave ReadyGrip in the bed, so that it is easily accessible for the patient (1).



The patient can now 'climb' up to a seated position with the help of ReadyGrip (2).  
The patient can also use ReadyGrip as a support for sitting on the edge of the bed.



## Material

Polypropylene

## Care of the product

Read the product label.



Do not use rinsing agent.

To prolong product life, avoid tumble-drying.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use.

See [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for a complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual.

The most recent editions of manuals are available for downloading from our website, [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

ReadyGrip är ett mycket enkelt hjälpmedel som underlättar uppresning från liggande till sittande. ReadyGrip är avsedd för aktiva brukare med armstyrka och god bålstabilitet

ReadyGrip är en handstege med åtta handtag som med hjälp av en ögla enkelt monteras i sängens fotgavel. Brukaren använder handtagen och sin armkraft för att dra sig själv stegvis uppåt och framåt från liggande till sittande.




## Kontroll av funktion

### Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

### Mekanisk belastning

Dragbelasta handtagen och kontrollera att de håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall hjälpmedlet kasseras.



## Läs alltid manualen


Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

## Placering av ReadyGrip



ReadyGrip fästes genom att bandet dras genom öglan. Undersök att fästpunkten håller för den belastning som bandet kan medföra.



## Användning av ReadyGrip

Låt ReadyGrip ligga i sängen så att den är lättåtkomlig för brukaren.

Brukaren kan nu med hjälp av ReadyGrip "klättra" upp till sittande på egen hand. Brukaren kan även använda ReadyGrip som ett stöd vid sittande på sängkanten.



### Material

Polypropylene

### Skötselråd

Läs på märketiketten.



Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för optimal livslängd av materialet.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen.

Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

ReadyGrip er et meget enkelt hjelpemiddel som muliggjør oppreising fra liggende til sittende for aktive brukere med armstyrke og god stabilitet i overkroppen.




## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

### Mekanisk belastning

Trekk hardt i håndtakene og kontroller at de tåler kraftig belastning. Ved minste tegn på slitasje skal hjelpemiddelet kasseres.



## Les alltid bruksanvisningen


Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

## Plassering av ReadyGrip



ReadyGrip festes ved at båndet tres igjennom løkken. Undersøk at festepunktet holder stand mot den belastningene som båndet skal utsettes for.



## Bruk av ReadyGrip

La ReadyGrip ligge i sengen slik at den er lett å få tak for brukeren.

Brukeren kan nå ved hjelp av ReadyGrip "klatre" opp til sittende stilling på egen hånd. Brukeren kan også benytte ReadyGrip som en støtte ved sittende stilling på sengekanten.



## Materiale

Polypropylene

## Vedlikeholdsråd

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig.

De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).



ReadyGrip er et meget enkelt hjælpemiddel, som letter og hjælper, når aktive brugere med styrke i armene og god stabilitet i overkroppen skal rejse sig fra liggende til siddende stilling.




## Kontrol af funktion

### Visuel inspektion

Foretag regelmæssig funktionskontrol af produktet, altid efter vask. Kontroller at materialet er helt, uden skader og at det ikke er bleget. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.

### Mekanisk belastning

Trækbelast håndtagene og kontroller, at de kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal hjælpemidlet kasseres.



## Læs altid brugsanvisningen


Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

## Placering af ReadyGrip



ReadyGrip fastgøres ved, at båndet trækkes gennem øjet. Undersøg, at fastgørelsespunktet kan holde til den belastning, som båndet kan medføre.



## Brug af ReadyGrip

Lad ReadyGrip ligge i sengen, så det er let for brugeren at få fat på.

Brugeren kan nu "klatre" op til siddende stilling på egen hånd ved hjælp af ReadyGrip. Brugeren kan også benytte ReadyGrip som støtte, når han/hun sidder på sengekanten.



### Materiale

Polypropylene

### Vedlikeholdsråd

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Ved spørsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler.

Se [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

ReadyGrip ist ein einfaches Hilfsmittel, mit dem aktiven Patienten mit guten Armkräften und Rumpfstabilität das Aufrichten aus liegender in sitzende Stellung erleichtert wird.




## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

### Mechanische Belastung

Ziehen Sie an den Griffen und prüfen Sie, ob sie der entsprechenden Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Hilfsmittel zu verwerfen.




## Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten. Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat. Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

## Positionieren von ReadyGrip



ReadyGrip durch Durchstecken des Bandes durch die Öse befestigen. Vergewissern Sie sich, dass der Befestigungspunkt der vorgesehenen Belastung standhält.



## Anwendung von ReadyGrip

Lassen Sie ReadyGrip leicht erreichbar für den Anwender im Bett liegen.

Der Patient kann sich nun mithilfe von ReadyGrip selbst zur Sitzstellung hochziehen. Der Patient kann ReadyGrip auch als Stütze beim Sitzen an der Bettkante verwenden.



## Materiale

Polypropylene

## Pflege

Lesen Sie das Produkt-etikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen.

Die neueste Version steht auf unserer Homepage [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) zum Download bereit.

ReadyGrip est un auxiliaire très simple qui permet de relever plus facilement de la position couchée à la position assise une personne active ayant de la force dans les bras et une bonne stabilité du tronc.




## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle

Effectuer des contrôles de fonctionnement du produit à intervalles réguliers, et toujours après l'avoir lavé. Vérifier que le matériau est intact, exempt de dommages et qu'il n'est pas pâli. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.

### Charge mécanique

Tirer sur les poignées et vérifier qu'elles supportent une charge élevée. S'il présente des signes d'usure, l'auxiliaire doit être mis au rebut.



## Toujours lire le manuel


Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

## Mise en place de ReadyGrip



ReadyGrip se fixe en faisant passer la sangle dans la boucle. Vérifier que le point de fixation supporte la charge engendrée par la sangle.



## Utilisation de ReadyGrip

Laisser ReadyGrip en place dans le lit pour qu'il soit facilement accessible pour l'utilisateur.

Avec l'aide de ReadyGrip, l'utilisateur peut maintenant « grimper » seul pour s'asseoir. L'utilisateur peut également utiliser ReadyGrip pour se soutenir quand il est assis au bord du lit.



## Matériaux

Polypropylène

## Entretien

Lire l'étiquette du produit.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant. Éviter le passage au sèche-linge pour la plus grande longévité du matériau.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) pour la liste









complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel.

La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

## Size

Art.no	cm /inch
16090	170 x 17 / 66,9 x 6,6

## Symbols

	This product complies with the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745		Visual Inspection
	Medical Device		Read the manual
	Caution		Product Code
	Manufacturer information		Batch Code

## Simple solutions for great results

SystemRoMedic® is the name of Direct Healthcare Group's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic® is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

## Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic® is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic® offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

## Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website;  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

## For questions about the product and its use

Please contact your local Direct Healthcare Group and SystemRoMedic® representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).



Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB  
Torshamnsgatan 35,  
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200  
[info@directhealthcaregroup.com](mailto:info@directhealthcaregroup.com)  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)



Medical Device Class I. The product complies with the requirements of the Medical Devices Regulation 2017/745.