



# Bure Double 2.0

De nieuwe Bure Double 2.0 is uitgerust met een dubbele elektrische aandrijving, die zowel het verhogen en verlagen alsmede de verlenging van de beensteunen aanstuurt.

De nieuwe versie heeft een aanzienlijk lagere hoogte boven de beensteunen - voor betere toegang en een hoger gebruikersgewicht (150 kg) - ten opzichte van de vorige versie.

De walker heeft anatomische kussens, die verlichting bieden voor de schouders, armen en de nek. Zo wordt de focus verplaatst naar de grotere spiergroepen zoals been- en borstspieren.

## Technische specificaties

<b>Product</b>	Bure Double 2.0 Stand Tall Walker
<b>Max. gebr. gewicht</b>	150 kg
<b>Breedte</b>	64-95 cm
<b>Lengte</b>	87 cm
<b>Hoogte</b>	85-125 cm (75 mm castors) 90-130 cm (125 mm castors)
<b>Breedte tussen armsteunen</b>	25-50 cm