

# Special Needs 100

Varenummer 610-15



- Utrolig enkel å slå sammen med en hånd
- Lett i vekt og enkel å manøvrere
- Livstidsgaranti på rammen

SN 100 legger du sammen på 1 - 2 - 3



## Tekniske spesifikasjoner:

Brukervekt, maks: 45kg  
Setebredde: 30cm  
Rygghøyde: 65cm  
Setedybde: 38cm  
Legglengde: 38cm  
Ryggvinkel: 60/ 40°

Lengde, totalt: 140cm  
Bredde, totalt: 70cm  
Høyde, totalt: 111cm  
Vekt: 13,1kg  
Dim. sammenslått,  
uten hjul: 81x54x35

Standard farge: Mørk blå

Special Needs 100 leveres standard med 16" hjul, 5-punktsbelte, fotstropper, sammenkoblet parkeringsbrems, kalesje og kurv under setet.

## Special Needs 100 har et bredt utvalg av tilbehør:



Skråpute sete, varenr 361-1  
Skråpute rygg, varenr 361-2  
Skråpute sett, varenr 361



Sacco seteinnsats, stor,  
varenr 344



Støttepute, lår/legg, varenr  
622-15



Støtteputesett, 4stk,  
varenr 358



Fleeceinnlegg m/ polstring,  
varenr 650



Cradler, sidestøtte hode, mørk  
blå, varenr 359



Reisebag, varenr 646-15



Forlengt rygg +14cm,  
varenr 621-15

Regntrekk  
Insektsnett  
20" hjul, sett à 3 stk  
Varmeposer

Varenr  
341-15  
320-15  
346-2



Forlengt fotkasse +14cm, varenr 382-15