

Special Needs 100

Varenummer 610-15



- Utrolig enkel å slå sammen med en hånd
- Lett i vekt og enkel å manøvrere
- Livstidsgaranti på rammen

SN 100 legger du sammen på 1 - 2 - 3



Tekniske spesifikasjoner:

Brukervekt, maks: 45kg
Setebredde: 30cm
Rygghøyde: 65cm
Setedybde: 38cm
Legglengde: 38cm
Ryggvinkel: 60/ 40°

Lengde, totalt: 140cm
Bredde, totalt: 70cm
Høyde, totalt: 111cm
Vekt: 13,1kg
Dim. sammenslått,
uten hjul: 81x54x35

Standard farge: Mørk blå

Special Needs 100 leveres standard med 16" hjul, 5-punktsbelte, fotstropper, sammenkoblet parkeringsbrems, kalesje og kurv under setet.

Special Needs 100 har et bredt utvalg av tilbehør:



Skråpute sete, varenr 361-1
Skråpute rygg, varenr 361-2
Skråpute sett, varenr 361



Sacco seteinnsats, stor,
varenr 344



Støttepute, lår/legg, varenr
622-15



Støtteputesett, 4stk,
varenr 358



Fleeceinnlegg m/ polstring,
varenr 650



Cradler, sidestøtte hode, mørk
blå, varenr 359



Reisebag, varenr 646-15



Forlenget rygg +14cm,
varenr 621-15

Regntrekk
Insektsnett
20" hjul, sett à 3 stk
Varmeposer

Varenr
341-15
320-15
346-2



Forlenget fotkasse +14cm, varenr 382-15