



aquatec®

Pure-assortiment

Discreet ontwerp voor
alledaagse routines





Past in elk huishouden

Het Aquatec **Pure** assortiment brengt doordacht ontworpen producten samen die persoonlijke verzorging ondersteunen op een manier die natuurlijk, discreet en betrouwbaar aanvoelt. Ontwikkeld voor thuis- en zorgomgevingen en ontworpen om het bijbehorende stigma te doorbreken en de zelfredzaamheid in het dagelijks leven te bevorderen.

[Klik hier om het hele assortiment te ontdekken >>](#)

aquatec®

Aquatec blijft een vertrouwde naam voor oplossingen op het gebied van persoonlijke verzorging. Al tientallen jaren zijn veiligheid, eenvoud en duurzame kwaliteit de kenmerken van het merk.



Toiletgang



Douchen



In bad gaan



Veiligheid



Pure Sol, Bay & Siro Douchekrukken

De Aquatec **Pure Sol**, **Bay** en **Siro** douchekrukken zijn ontworpen om het comfort, de veiligheid en de onafhankelijkheid te vergroten.

Deze elegante en compacte krukken zijn ideaal voor hoeken en kleinere ruimtes.



Ronde
douchekruk
Pure Sol



Rechthoekige
douchekruk
Pure Bay

Hoofdkenmerken



-  **Lichtgewicht en meeneembaar**
Eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
-  **Verstelbare zithoogte**
De verstelbare positionering verlicht de druk op de rug, heupen en knieën.
-  **Meer comfort**
De gladde randen van de zitting verminderen de druk en verbeteren het comfort.
-  **Poten van geanodiseerd aluminium**
Bieden stabiliteit, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
-  **Stabiel op oneffen ondergronden**
Kan worden gebruikt met de in hoogte verstelbare poten* en is voorzien van antislip rubberen dopjes voor veilig gebruik.

Eenvoudig in montage en onderhoud



Montage en hoogteverstelling zonder gereedschap
Vereenvoudigt de installatie en het gebruik



Gebruiksvriendelijk vergrendelingssysteem
Voor veilige en snelle (de) montage



Onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken
Geschikt voor dagelijks gebruik in een thuis- of zorgomgeving.

Driehoekige
douchekruk
Pure Siro

*Uitsluitend voor een horizontale zitpositie.



Pure Isla Douchestoelen

De Aquatec **Pure Isla** douchestoelen zijn ontworpen om een veilige en comfortabele zitoplossing te bieden voor persoonlijke verzorging.

Het ontwerp is geïnspireerd op balans en beweging, en combineert een gevoel van rust met kracht en stabiliteit.



Pure Isla
Zitting



Pure Isla
Zitting met
armsteunen



Pure Isla
Zitting met
rugleuning

Hoofdkenmerken



- 

Lichtgewicht en meeneembaar
Eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
- 

Verstelbaar in zithoogte en voorwaartse kanteling
De verstelbare positionering verlicht de druk op de rug, heupen en knieën.
- 

Meer comfort
De gladde randen van de zitting verminderen de druk en verbeteren het comfort.
- 

U-vormige zitting
Verbeterd de toegankelijkheid. Kan voor of achter worden geplaatst, afhankelijk van de persoonlijke behoeften.
- 

Poten van geanodiseerd aluminium
Bieden stabiliteit, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
- 

Stabiel op oneffen ondergronden
Kan worden gebruikt met de in hoogte verstelbare poten en is voorzien van antislip rubberen dopjes voor veilig gebruik.

Eenvoudig in montage en onderhoud



Montage en hoogteverstelling zonder gereedschap
Vereenvoudigt de installatie en het gebruik



Gebruiksvriendelijk vergrendelingssysteem
Voor veilige en snelle (de)montage



Onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken
Geschikt voor dagelijks gebruik in een thuis- of zorgomgeving.

Pure Isla
Zitting met
armsteunen en
rugleuning



Pure Azure Douche-/ toiletstoel

De Aquatec **Pure Azure** heeft een 3-in-1-ontwerp en kan worden gebruikt als douchestoel, toiletframe of toiletstoel.

Zorgt voor comfort en veiligheid, zelfs als persoonlijke behoeften in de loop der tijd veranderen.



Pure Azure
Geconfigureerd als douchestoel



Pure Azure
Geconfigureerd als toiletframe

Hoofdkenmerken




-  **Lichtgewicht en meeneembaar**
Eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
-  **Verstelbaar in zithoogte en voorwaartse kanteling**
De verstelbare positionering verlicht de druk op de rug, heupen en knieën.
-  **Meer comfort**
De gladde randen van de zitting verminderen de druk en verbeteren het comfort.
-  **Brede hygiënische uitsparing**
Voor handig gebruik als alternatief voor het toilet.
-  **Veelzijdige houder voor de toiletemmer**
Hierdoor kan de toiletemmer zowel aan de voor- als achterkant worden verwijderd.
-  **Poten van geanodiseerd aluminium**
Bieden stabiliteit, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
-  **Stabiel op oneffen ondergronden**
Kan worden gebruikt met de in hoogte verstelbare poten en is voorzien van antislip rubberen dopjes voor veilig gebruik.

Eenvoudig in montage en onderhoud

 **Montage en hoogteverstelling zonder gereedschap**
Vereenvoudigt de installatie en het gebruik

 **Gebruiksvriendelijk vergrendelingssysteem**
Voor veilige en snelle (de)montage

 **Onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken**
Geschikt voor dagelijks gebruik in een thuis- of zorgomgeving.

Pure Azure
Geconfigureerd als toiletstoel



🔧 Pure Cala Toiletverhoger

De Aquatec **Pure Cala** toiletverhoger is ontworpen voor ondersteuning bij persoonlijke verzorging. Hij is gebruiksvriendelijk en gebouwd voor blijvende stabiliteit en zorgt ervoor dat dagelijkse zorgroutines natuurlijk, discreet en geruststellend aanvoelen.



Eenvoudig te installeren

Installatie zonder gereedschap: snel en eenvoudig.



Easy-grip bevestiging

De voorgevormde, opgeruwde stelschroef maakt het monteren gemakkelijker voor mensen met beperkte behendigheid.



[Klik hier om de video te bekijken >>](#)



Hoofdkenmerken



Optionele deksel

Kies Pure Cala met of zonder deksel.



Optionele zachte zitting

Voor extra comfort.



Optimale hoogte

Met 10 cm verhoogd voor eenvoudigere beweging van zitten naar staan.



Veilig en ondersteunend

Ingebouwd vergrendelingssysteem met rubber antislip-inzetstukken zorgt voor stabiliteit.



Voor comfort ontworpen

Subtiel geronde zitting geeft optimale ondersteuning en comfort.



Universeel passend

Compatibel met vele verschillende toiletten en badkamers.



Opening aan voor- en achterkant



Resistent tegen vlekken en eenvoudig schoon te maken



Discreet design



Technische gegevens

Douchekrukken Pure Sol, Bay en Siro



Zitbreedte



Zitdiepte



Zithoogte

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455mm (op het breedste punt)	440 mm	420 – 570 mm




Gewicht



Belastingcapaciteit

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg



Kleur



Levensduur

Geproduceerd in Europa

Douchestoel Pure Isla



Zitbreedte



Zitdiepte



Zithoogte



Totale hoogte

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Rughoogte



Breedte rugleuning



Hoogte armsteunen



Breedte armsteunen

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Totale breedte



Gewicht



Belastingcapaciteit

615 mm	2,8 kg (zitting) 3,5 kg (zitting + armsteunen) 3,7 kg (zitting + rugleuning) 4,4 kg (complete stoel)	160 kg
--------	---	--------



Kleur



Levensduur

Geproduceerd in Europa



Technische gegevens

Douche-/toiletstoel Pure Azure



Zitbreedte

500 mm



Zitdiepte

420 mm



Zithoogte

420 – 570 mm



Totale hoogte

780 – 930 mm



Rughoogte

360 mm



Breedte rugleuning

435 mm



Hoogte armsteunen

210 mm



Breedte armsteunen

250 mm



Totale breedte

615 mm



Breedte hygiënische uitsparing

195 mm



Diepte hygiënische uitsparing

235 mm



Gewicht

5,1 kg (met emmer)



Kleur



Levensduur

Geproduceerd in Europa



Belasting-capaciteit

160 kg

Toiletverhoger Pure Cala van Aquatec



Breedte van de opening

205 mm



Totale breedte

365 mm



Diepte van de opening

255 mm



Totale diepte

405 mm



Verhoogde zithoogte vanaf toiletpot

100 mm



Totale hoogte product

155 mm is inclusief het geïnstalleerde vergrendelingssysteem




Gewicht

1,1 kg (met deksel)
0,7 kg (zonder deksel)



Belasting-capaciteit

250kg



Kleur



Levensduur

Geproduceerd in Europa



Wij leggen ons toe op het gebruik van ecologisch bewuste materialen, vermijden waar mogelijk plastic en onderzoeken slimmere verpakkingsoplossingen.

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede, Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem, België
Tel. : +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be