

Vogn AXIOM



Axiom er en serie vogner utviklet for funksjonshemmede barn og unge. Vognene har gode trilleegenskaper, er enkle å manøvrere og svært enkle å slå sammen. De har en fast seteplate som gir et godt utgangspunkt for å tilpasse en god sittestilling. Det unike 5-punktbeltet er enkelt å stramme når brukeren sitter i vognen, og gjør at brukeren sitter trygt og godt.



AXIOM



Axiom vognene leveres standard med:

- Fast plate i sete og rygg
- Unikt 5-punktsbelte
- Høyde- og vinkelregulerbar kjørebøyle
- Høyde- og vinkelregulerbar fotstøtte
- Nedfellbar rygg
- 16" hjul som er enkle å ta av for transport
- Håndbrems på forhjulet med parkeringsknapp
- Sammenkoblet parkeringsbrems på bakhjulene
- Flere oppbevaringslommer
- Håndrem for ekstra sikkerhet
- Bobleformet solkalesje som kan skyves helt fram og helt tilbake
- Vindu i solkalesjen
- Ekstra solnett foran på solskjermen som kan brettes ut ved behov
- Ventilasjonsvinduer med netting på begge sider av solskjermen
- Trekk kan enkelt tas av og vaskes
- Lysreflekterende stoff og kantbånd
- Lettvektsramme

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	Axiom 1,5	Axiom 2	Axiom 3	Axiom 4
Brukervekt	45 kg	68 kg	90 kg	113 kg
Setebredde	38 cm	38 cm	46 cm	53 cm
Setedybde	30 cm	38 cm	38 cm	46 cm
Rygg høyde	71 cm	71 cm	79 cm	84 cm
Legglengde	33-51 cm	38-56 cm	38-56 cm	40-58 cm
Ryggvinkel regulering	18°	18°	18°	18°
Lengde	155 cm	155 cm	155 cm	155 cm
Bredde	61 cm	61 cm	69 cm	76 cm
Høyde	109 cm	109 cm	109 cm	112 cm
Vekt	13,5 kg	13,5 kg	14,4 kg	16 kg
Dimensjoner sammenslått uten hjul	114x48x43cm	114x48x43 cm	114x56x43 cm	114x56x43 cm
Dimensjoner sammenslått med hjul	132x61x48 cm	132x61x48 cm	132x69x48 cm	132x69x48 cm



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no