



# Pro<sup>TM</sup> Haaravyö

Liikkuvuutta rajoittava ja istumisasentoa tukeva pehmustettu vyö, joka on suunniteltu estämään valumisen istuimelta alaspäin.

Hygieenisen haaravyön polyuretaanilaminoitu Medicase®-päällinen on multielastinen, antibakteerinen<sup>(1)</sup>, hengittävä, nesteitä<sup>(2)</sup> ja eritteitä<sup>(3)</sup> läpäisemätön.

## Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Hoidon tukeminen psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavissa vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöissä.

Psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavat vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöt.

## Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

## Mitat ja paino

- 42 x 50 / 42 x 70 cm – 230 / 260 g

## TEKNISET TIEDOT

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero</b> | 60PRH                                                                                                                           |
| <b>Materiaali</b>  | Kangas: PU/PES<br>Pistolukot: Kestomuovi                                                                                        |
| <b>Takuu</b>       | Yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien.<br>Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta. |

## HOITO-OHJEET

Pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Eritetahrapuhdistuksessa käytetään happeen perustuvia desinfiointiaineita (pH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT-liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (pH~10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.



LÄHTEET: (1) Aktiivinen ainesosa sinkkipyritiini. (2) Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm. (3) Testattu hyväksytysti ASTM F1670 – 08/ASTM F1671 – 13 mukaisesti.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy

Haukilahdenkatu 4, 00550 HELSINKI | p. 0306 40 40 40

asiakaspalvelu@medimattress.fi | tilaus@medimattress.fi | www.directhealthcaregroup.com/fi

**DHG**  
Moving Health Forward