



Pro™ Laitapehmuste

Pro™ Laitapehmuste on suunniteltu apuvälineeksi vaimentamaan potilaan osumia sängyn koviin rakenteisiin. Pehmuste ehkäisee raajoja joutumasta laidan ja sängyn väleihin.



Yleiskuvaus

Pro™ Laitapehmuste myydään settinä, molemmin puolin sänkyä. Tarvittaessa laitapehmuste voidaan jakaa myös kahteen osaan, jolloin sitä voidaan käyttää pehmustamaan vain toista sängynlaitaa.

Laitaläpät ovat säädettävissä laidan korkeuteen ja sängyn leveyteen sopivaksi tarrakiinnityksen avulla. Pehmusteessa on ns. kuljetuskana, joka mahdollistaa dreeni- ja katetripussin käytön. Magneettivoille on molemmin puolin kaksi vetoketjuilla säädettävää aukkoa.

Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Hoidon tukeminen psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavissa vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöissä.

Psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavat vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöt.

Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

Mitat ja paino

- 75-90 x 185 cm, erikoiskoot mittatilaustyönä – 2,4 kg

Huom! Käytä tuotetta vain vaakatasoon säädetyssä sängyssä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	60PRD
Materiaali	Päällinen: PU/PES Sisus: Standardivaahtomuovi
Syttyvyysluokka	SL1 (IMO 2010 FTP Code, Annex 1, Part 9 tai EN ISO 12952-1:2010 ja EN ISO 12952-2:2010 -mukaisesti):
Takuu	Yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaaliveirheistä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJEET

Pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Eritetahrapuhdistuksessa käytetään happeen perustuvia desinfiointiaineita (pH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT-liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (pH~10). Muista riittävä huuhtelupyyhinta ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhinta pidentää tuotteen käyttöikää.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai 95 °C:ssa. Suosittelemme esipesua 40 °C:ssa ennen kuumadesinfointia.

Huom! Vaahtosisuuskelle ei vesipesua!

