



ProTMTurva

ProTMTurva on suunniteltu toimimaan sekä repimis- ja hankaamiskestävänä tavallisena peittona eristyshuoneessa sekä hetkellisenä potilaan toimintakyvyn rajoittajana kuitenkin niin, että potilas pääsee peiton alta itse pois.

Tuote antaa viimeisellekin hoitajalle aikaa poistua turvallisesti esimerkiksi eristyshuoneesta; potilas vapautuu täkistä n. 10 sekunnissa (testattu terveellä aikuisella henkilöllä).

Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Hoidon tukeminen psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavissa vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöissä.

Psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavat vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöt.

Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

Mitat ja paino

- 150 x 200 cm – 2,2 kg

Huom! Tuote ei kestä puremista tai teräviä esineitä.



TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	60TUR
Materiaali	Kangas: 99 % Kermel/1 % Carbon Täytevanu: PES, Tarrat (ProTurva): PA
Syttyvyysluokka	SL1 (IMO 2010 FTP Code, Annex 1, Part 9 tai EN ISO 12952-1:2010 ja EN ISO 12952-2:2010 mukaisesti)
Takuu	Yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivehityksestä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJEET

Koneellinen pesu: Kuumadesinfektointisuositus 70°C 10 min.
Max. pesulämpötila 95°C. Ripustuskuivaus (tai 1-pisteen rumpukuivaus pesupussissa). Varmista, että päälliset ovat täysin kuivia ennen käyttöönottoa.

