



Pro™ Tyyny

Erikoisvahva tyyny

Kovaa kulutusta kestävä tyyny vaativiin olosuhteisiin. Pro™ Tyyny on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa kalusteilta ja materiaaleilta vaaditaan kovaa kulutuskestoa ja repimiskestävyyttä. Ulkopäällinen on liukasta ja vahvaa kangasta, jota on vaikea rikkoa paljain käsin.

Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Hoidon tukeminen psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavissa vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöissä.

Psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavat vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöt.

Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

Mitat ja paino

- 50 x 60 cm (leveys x korkeus) – 1 kg

Huom! Tuote ei kestä puremista tai teräviä esineitä.



TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	60PTY
Materiaali	Ulkopäällinen: PU/PES, Sisäkangas: 64 % Viskoosi FR/35 % Aramidi/1 % Antistaattinen, Sisus: PU/PES, vaahtotikku + silikonoitu pallokuitu
Syttyvyysluokka	SL1 (IMO 2010 FTP Code, Annex 1, Part 9 tai EN ISO 12952-1:2010 ja EN ISO 12952-2:2010 mukaisesti)
Takuu	Yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaaliveirheistä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJEET

Hygieniapäällisen pintapyyhinta pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuksella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, etanoliliuokset max. 60-80 % (pH≈10).

Koneellinen pesu: Kuumadesinfiointisuositus 70°C 10 min. Max. pesulämpötila 95°C. Ripustuskuivaus (tai 1-pisteen rumpukuivaus pesupussissa). Varmista, että päälliset ovat täysin kuivia ennen käyttöönottoa.

