




Pro™Täkki

Erikoisvahva peitto

Kovaa kulutusta kestävä tikattu peitto vaativiin olosuhteisiin. Pro™Täkki on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa kalusteilta ja materiaaleilta vaaditaan kovaa kulutuskestoa ja repimiskestävyyttä. Vahvan pintakankaan kudosta on vaikea rikkoa paljain käsin.

Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Hoidon tukeminen psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavissa vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöissä.

Psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavat vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöt.

Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

Mitat ja paino

- 150 x 200 cm (leveys x korkeus) – 2,0 kg

Huom! Tuote ei kestä puremista tai teräviä esineitä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	60PTAK
Materiaali	Kangas: 99 % Kermel/1 % Carbon, Täytevanu: PES
Syttyvyysluokka	SL1 (IMO 2010 FTP Code, Annex 1, Part 9 tai EN ISO 12952-1:2010 ja EN ISO 12952-2:2010 -mukaisesti)
Takuu	Yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJEET

Koneellinen pesu: Kuumadesinfiointisuositus 70°C 10 min.
Max. pesulämpötila 95°C. Ripustuskuivaus (tai 1-pisteen
rumpukuivaus pesupussissa). Varmista, että peitto on täysin kuiva
ennen käyttöönottoa.

