



Korkean ja  
erittäin korkean riskin  
potilaille

Välitön  
elvytysvalmius

# Carital® OptimaCot

## Antideformaatiopatja pinnasänkyyn



### Käyttötarkoitus ja kohdepotilaat

Carital® OptimaCot-patjajärjestelmä lapsipotilaille, joilla on erittäin korkea tai korkea riski saada painehaava. Patjajärjestelmä on tarkoitettu potilaille, jotka **painavat 6-50 kg**.

### Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Carital® OptimaCot-patjajärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sekä kotikäytössä että terveydenhuollon käyttöympäristöissä (tavanomaiset osastot ja tehohoito)

### Vasta-aiheet

Carital® OptimaCot-patjajärjestelmää ei tule käyttää potilaalla, jonka molemmat ala-raajat on amputoitu reisitasolta.

### Mitat

- Makuualustan mitat (L x P x K): 50/55 x 110/120/130 x 8 cm, 55 x 140 x 8 cm, 65 x 125/140/145 x 8 cm, vaahdotuilla 60 x 120/140 x 8 cm, 65 x 120/150 x 8 cm
- Säätölaitteen mitat (L x P x S): 26 x 26 x 11,5 cm

### Päällisvariantit ja lisäosat

- Medicase®-hygieniapäällinen
- Comfort-lisäosa päälliseen
- Patjan kantokassi

### Ainutlaatuinen Carital® OptimaCot-patjajärjestelmä

Reaktiivinen Carital Antideformaatioteknologia® maksimoi kontaktipinta-alan ja minimoi kontaktipaineen estäen tehokkaasti paineenalaisten kudosten ja kudossolujen deformaatiota.

Carital® OptimaCot-patjajärjestelmissä on tunnelinmuotoiset kennot mukautuvat potilaan kehon mukaan. Kennot on kytketty toisiinsa muodostaen kolme erillistä säätöaluetta (pää, keskivartalo, jalat). Kaikki kennot reagoivat kehon painoon, profiiliin ja asentoon jakaen kuormituksen tasaisesti koko kennoston alueelle. Suljetun ilmakan- nojärjestelmän ansiosta patjalla on välitön elvytys-/CPR-valmius.

### Carital Antideformaatioteknologia® – tutkitusti vaikuttavin

Lisätietoja Carital antideformaatioteknologiasta sekä sen tieteelli- sesti tutkittuun vaikuttavuuteen painehaavan estämisessä:

