



# CAREVA BÄLTET

bältssystem med  
hög komfort  
och många  
kombinations-  
möjligheter

 CAREVA  
SYSTEMS AB



# Careva-bältet

## många kombinationsmöjligheter

Barn och vuxna med funktionsnedsättningar behöver ofta stöd för att få en bra sittställning i bilar och andra fordon. Careva bältssystem består av fixeringsbälten som kan kombineras på många olika sätt. De utgör därmed ett utmärkt komplement till ordinarie säkerhetsbälte för personer som behöver extra stöd. Fordonets ordinarie säkerhetsbälte skall dock **alltid** användas.


specialfordon där höftbälte utgör enda säkerhetsbälte och där trepunktsbälten saknas är Careva-bältet ett lämpligt komplement för att fixera överkroppen mot ryggstödet. På så sätt kan skador vid häftiga inbromsningar förhindras. Careva bältet kan användas tillsammans med bilkudde och/eller bilbarnstol (förutsatt att denna har en öppning mellan sits och rygg).



Kombibälte (10023)



Grundbältet (10185) monterat på ryggstödet



Axelbälte (10121) small

## Sortiment

Careva-bälten. Fordonstestade fixeringsbälten avsedda som komplement till ordinarie säkerhetsbälten i fordon.




Grundbälte




Grundbälteslås



Axelbälte




Kombibälte





T-bälte (10022) och  
axelbälte (10121)  
small



Bilden visar låsets placering vid  
montering i baksäte



Så här låser man grundbältet på  
ryggstödet baksida



Careva-bältet fungerar bra även  
med ytterkläder på

## Maximal fixering vid inbromsning

Careva bältssystem har provats på VTI – Väg- och transportforskningsinstitutet. Testerna visar att en person hålls helt fixerad vid sätet vid maximal inbromsning i 90 km/h. Testerna har utförts på krockdockor i tre viktklasserna 22, 34 och 70 kg.



## Artikellista

Grundbälte	art nr 10185
Grundbälteslås	
30 cm	art nr 10030
40 cm	art nr 10040
Brösthälte	
80 cm	art nr 10080
90 cm	art nr 10090
100 cm	art nr 10100
110 cm	art nr 10110
120 cm	art nr 10120
135 cm	art nr 10135
Axelbälte	
small (tidigare barn)	art nr 10121
medium (tidigare vuxen)	art nr 10020
large (nytt sortiment)	art nr 10030
T-bälte	
small (tidigare barn)	art nr 10022
medium (tidigare vuxen)	art nr 10021
large (nytt sortiment)	art nr 10031
Kombibälte	
small	art nr 10023

Används också för kroppsfixering i rullstol.



T-bälte



Brösthälte



## Färg

Bältena finns i svart som standardfärg. (Bältena på bilderna är specialgjorda).

*Bältena kan maskintvättas i 40°. Kom ihåg att ta bort alla metallspännen för att inte skada tvättmaskinen.*





# CAREVA-BÄLTET

bältessystemet med hög komfort och många kombinationsmöjligheter



Careva Systems arbetar med utveckling av bältessystem framför allt avsedda för användning i fordon. Vi försöker att ta fram så användbara lösningar som möjligt och har många användare som hjälper oss med detta.

All produktutveckling går ut på att förbättra för så många individer som möjligt men att samtidigt inte försämra för någon.

Vår tillverkning sker i västra Sverige vilket ger oss möjlighet att enkelt och snabbt tillverka speciallösningar när det krävs.

Careva bältet utvecklades från början till funktionshindrade barn men har nu utökats och finns även till vuxna.

Flera bilanpassningsföretag och många hjälpmedelscentraler har våra produkter i sitt sortiment. Kontakta dem eller oss direkt för ytterligare information. Har Ni synpunkter på produkterna eller vill diskutera något annat med oss, ring eller faxa till oss.

Besök gärna vår hemsida [www.careva-systems.se](http://www.careva-systems.se)



Adress Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg

Tel 031-22 28 00 Fax 031-22 28 36 Mobil 0703-340 300  
E-post [evastina.bjork@careva.se](mailto:evastina.bjork@careva.se) [www.careva.se](http://www.careva.se)