


Produktområde GALGEN

En smart
måte å unngå
kabelbrudd



For å unngå at kablen til sengens håndkontroll setter seg fast i sengens hjul eller henger seg opp i løftmekanismen, kan Qvintett-sengen utstyres med tilbehøret "Galgen".



GALGEN

For å unngå at kablen til sengens håndkontroll setter seg fast i sengens hjul eller henger seg opp i løftmekanismen, kan Qvintett-sengen utstyres med tilbehøret "Galgen".

Galgen gjør at håndkontrollens kabel styres vekk fra sengens hjul, samtidig som den holder ut kablen fra løftmekanismen, både på høyre og venstre side. Galgen fungerer også som en kabelavlastning.

Galgen monteres enkelt på sengen uten verktøy. Før montering av håndkontrollen i kabelavlastningen trengs det allikevel et skrujern.

