

Oppreisingsstøtte QUICK-UP



Quick-up oppreisningsstøtte hjelper brukeren å dra seg opp til sittende stilling og ut av sengen. Quick-up kan enkelt tilpasses brukerens rekkevidde uten bruk av verktøy.



QUICK-UP



Quick-up

Oppreisningsstøttens fleksible plassering og lengdejustering gjør at den passer til de fleste situasjoner. Kan vris vekk når den ikke er i bruk.

Oppreisningsstøtte Quick-up benyttes som hjelp for brukere til å dra seg opp til sittende stilling og ut av sengen. Den kan plasseres på høyre eller venstre side.

Håndtaket er justerbart for tilpasning til ulike armlengder.

Monteres enkelt uten verktøy.

Rengjøring

Samtlige flater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Norm

Benyttet sammen med ComfortSystems senger oppfyller Resolut relevante krav i EN1970.

SPESIFIKASJONER

Maks belastning	75 kg
Yttermål, BxH	50-80 (justerbar)x50 cm
Materialer	Metaldelene er pulverlakkerte og zinkbehandlet.
Vekt	3,5 kg



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no