

FREESTANDER



Freestander er et vertikalt ståstativ med fleksible innstillingsmuligheter for optimal støtte til bryst, hofter, knær og føtter. Freestander er et ventralt ståstativ. Det vil si at barnet har støtte på framsiden av kroppen. Ekstra bred bakramme sammen med lavt fotbrett tilrettelegger for forflytning fra rullestol.



FREESTANDER



Freestander fleksibelt ståstativ

Et vertikalt ståstativ med fleksible innstillingsmuligheter for optimal støtte til bryst, hofter, knær og føtter. Freestander er et ventralt ståstativ. Det vil si at barnet har støtte på framsiden av kroppen. Ekstra bred bakramme sammen med lavt fotbrett tilrettelegger for forflytning fra rullestol.

Standard

- Brystplate med myk polstring, høyde-, dybde- og vinkeljusterbar
- Fleksible sidestøtter, høyde- og vinkeljusterbare
- Regulerbart bekkenbånd
- Kne støtte, høyde-, dybde- og vinkeljusterbar
- Kneputer, individuelt justerbare i bredden
- Fotplate med sandaler, bredde-, dybde- og vinkeljusterbare
- Bord, høyde- og vinkeljusterbart, inkl. balje og dekkplate
- Hjul med brems

Spesifikasjoner Freestander

Spesifikasjon	LFS/1-MW	LFS/2-MB	LFS/3-MB
Brukers lengde	80–115 cm	110–144 cm	140–185 cm
Brukervekt max.	30 kg	60 kg	100 kg
Brystplate høyde	47–68 cm	68–97,5 cm	97,5–135 cm
Bredde mellom sidestøtter	15–26 cm	20–31 cm	25–36 cm
Totalbredde	65 cm	75 cm	75 cm
Totallengde	65 cm	75 cm	75 cm
Bord (BxD)	52x40 cm	57x45 cm	62x50 cm
Farge	Grønn	Blå	Blå



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no