

Ståstativ

HORIZON

STANDER



Horizon Stander er et meget tilpasningsvennlig ståstativ.

Ståstativet er utviklet for at det skal være enkelt å få barnet på plass, samtidig som det er enkelt å hjelpe barnet til en optimal stående stilling.



HORIZON STANDER



Horizon stander

Horizon Stander kan brukes som ventralt (støtte foran) eller dorsalt (støtte bak) ståstativ, avhengig av valg av tilbehør. Med enkle grep kan ståstativet veksle mellom disse to funksjonene.

Horizon Stander har elektrisk betjening av ståfunksjonen ved hjelp av håndkontroll.

Standard

- Bryststøtte, høydejusterbar
- Sidestøtter, høyde- og breddejusterbare
- Bekkenstøtte, høydejusterbar
- Knestøtter, individuelt justerbare
- Fotstøtter, individuelt justerbare, klargjort for sandaler
- Elektrisk ståfunksjon med håndkontroll

SPESIFIKASJONER

	LHZ/1/152	LHZ/2/152
Brukervekt, max.	50 kg	80 kg
Brukers høyde	100–140 cm	140–180 cm
Skulderhøyde (fotplate til topp av brystpute)	82–115 cm	100–145 cm
Hofteputehøyde (fotplate til topp av hoftepute)	45–75 cm	75–96 cm
Knehøyde (fotplate til midten av pute)	25–45 cm	40–55 cm
Bredde mellom sidestøttene	20–30 cm	24–38 cm
Fotplate vinkeljustering	+/- 10°	+/- 10°
Bord, størrelse	42x44 cm	52x59 cm
Bordvinkel justering Ventralt	0–40°	0–40°
Bordvinkel justering Dorsalt	÷20°–30°	÷20°–30°
Lengde	113,5 cm	128 cm
Bredde	58 cm	64 cm
Høyde i horisontal posisjon	78 cm	80,5 cm
Vekt	41 kg	47 kg



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no