

# Ståstativ TOTSTANDER



Totstander er et velprøvet ståstativ for de minste barna.



# TOTSTANDER



## Totstander

Totstander er utviklet for å møte barnets og hjelpe-rens behov i den første perioden barnet skal stå.

Totstander er meget enkel å tilpasse uten bruk av verktøy og er lett å frakte med seg. Barnet står trygt og godt i Totstander.

### Standard

- Brystbånd, støtter kroppen foran og bak
- Bekkenbånd, regulerbart
- Kne støtte, høyde-, dybde- og vinkeljusterbar
- Kneputer, individuelt justerbare i bredden
- Fotsandaler, bredde-, dybde- og vinkeljusterbare
- Bærehåndtak

## SPESIFIKASJONER

Brukers lengde	70–90 cm
Brukervekt, max.	25 kg
Høyde brystbånd	47–64 cm
Totalmål sokkel	45x45 cm
Totalvekt	11 kg
Farge	Grønn

