



# Bure Ortho/Ortho S/Space

Ortho är speciellt framtaget för Ortopedavdelningen och situationer som kräver extra ben- och gångutrymme för brukaren. Ortho har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppsyningshjälp. Ortho finns också i en smal version, Ortho S (finns enbart i version GAS)- maxbredd på stativ endast 65cm. Bure Space har förutom Orthos fördelar också ett bottenstativ med extra plats för att komma intill rullstol eller liknande. Bottenstativet har breddats och innermättet har ökats till 67 cm. Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjdjustering.



## Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-317T	Bure Ortho, 125mm hjul	78cm	150kg	80cm	90-130cm	25-50cm
56-318	Bure Ortho Gas, 125mm hjul	78cm	150kg	80cm	90-130cm	25-50cm
56-318-S	Bure Ortho S Gas, 125mm hjul	65cm	150kg	79cm	90-130cm	30-45cm
56-304	Bure Space EL, 125mm hjul	78cm	150kg	79cm	90-130cm	25-50cm
56-307	Bure Space Gas, 125mm hjul	78cm	150kg	79cm	90-130cm	25-50cm

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul). Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.