


### BURE RISE & GO

Bure Rise & Go er multifunktionelt hjælpemiddel, der gør det muligt at anvende det som et ganghjælpemiddel, et forflytnings-hjælpemiddel og et hjælpemiddel der kan assistere brugeren til at komme op at stå. Alt sammen i ét og samme produkt, hvilket gør konceptet meget omkostningseffektivt. Bure Rise & Go skaber mulighed for et godt fysisk arbejdsmiljø for personalet, der plejer, træner og arbejder sammen med brugeren. Det intelligente design skaber en tryk, sikker og naturlig forflytning fra siddende til stående, uden nogen form for belastning af personalet. Der medfølger til Bure Rise & Go en komplet seletøsning, der fås i forskellige størrelser og som er delt bagtil, hvilket gør eksempelvis toiletbesøg lettere.

3 hjælpemidler  
i ét og samme  
produkt



#### Tekniske specifikationer

Model:	Bure Rise & Go
Max brugervægt:	150 kg
Længde	101 cm
Bredde, ydermål	66 - 106 cm
Højde	90 - 130 cm, og 95 - 135 cm
Armlæn/indermål	34 - 67 cm