

Bure Standard/ Bure S

Elektrisk

Bure Standard och Bure S EL är utrustat med uppresningshjälp och går att ställa in i höjdled när patienten redan står på plats.

Gas Bure

Standard och Bure S GAS är ett gåbord som går att ställa in steglöst och snabbt, men utan uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.

Manuell

Bure Standard och Bure S MANUELL är ett individuellt anpassningsbart gåbord som lämpar sig för situationer då man inte behöver ställa in det i höjdled särskilt ofta och inte är i behov av uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.



Gåbordet på bilden är utrustat med PU-armstödsdynor som tillval samt med 125 mm hjul.

Gåbord i tre utföranden - el, gas eller manuell.

Bure Standard och Bure S passar brukare med enklare och avgränsade behov.

Gåbordet finns i tre utföranden: EL, GAS, och MANUELL. Bure S är en smalare version av Bure Standard och speciellt anpassad för trängre utrymmen. Samtliga modeller har en steglös höjdställning av underarmstöden.

① Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.

② Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

③ Eldriven uppresning

Bure Standard EL och Bure S är en utmärkt assistent vid uppresning av patient eller brukare.

④ Öppen konstruktion

Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord, men med större manöverutrymme.

⑤ Tål vatten

Alla detaljer på Bure Standard EL och Bure S EL har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

⑥ Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

⑦ Extra lämplig i hemmiljö

Bure S är extra lämplig i tränga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

⑧ Stabilt

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur.

⑨ Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.

⑩ Broms och riktningsspärning

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition.

Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Bure Standard/ Bure S

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/ Innermått
56-312L	Bure Standard EL, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	33-50 cm
56-312L/75	Bure Standard EL, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	33-50 cm
56-311	Bure Standard Gas Bure, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	33-50 cm
56-311/75	Bure Standard Gas Bure, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	33-50 cm
56-310	Standard Manuell, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	33-50 cm
56-310/75	Standard Manuell, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	33-50 cm
56-302L	Bure S EL, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	30-38 cm
56-302L/75	Bure S EL, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	30-38 cm
56-301	Bure S Gas, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	30-38 cm
56-301/75	Bure S Gas, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	30-38 cm
56-300	Bure S Manuell, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	30-38 cm
56-300/75	Bure S Manuell, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	30-38 cm