



Dyna-Form[®] Air Suresse

I II III IV
Klinische toepassing/PU-beoordeling

Technical Specifications

Productcode	MAT1120003
Risicocategorie	Zeer hoog
Gewichtslimiet	Er is geen minimum gewichtslimiet vereist in de zachte modus. Maximum – 254 kg
Garantie	2 jaar
Afmetingen	Standaard (lengte) 200 cm x (breedte) 85 cm x (hoogte) 20 cm
Productgewicht	11 kg matras/4,4 regeleenheid
Cyclusduur	12 minuten
Cycluscontrole	Timerschakelaar
Voltage	220V – 240V/50HZ (0,2A)
Stroomverbruik	50W
Kleur	Blauw

Compatibel met infectiecontrole/hypochlorietoplossing
Matrashoes/stroomeenheid moeten afgenomen worden met hypochlorietoplossing en warm water, voldoende verdund.

De **Dyna-Form AirSuresse** is het nieuwste matrasvervangingsysteem voor duo-therapie bij grote afhankelijkheid binnen het productassortiment van DHG, en levert wisselende en continue lagedruktherapie. Dit product wordt gefabriceerd met een dubbel compressorsysteem, geschikt voor toepassing voor grotere, meer complexere patiënten en met een standaard gewichtslimiet van 254 kg. De moderne pomptechnologie is ook uitgerust met een foutopsporingssysteem waarmee potentiële, kleine problemen snel gediagnosticeerd kunnen worden en u daarmee ontzorgt.

De Air Suresse biedt continue lagedruktherapie, waarbij de druk in de cellen gelijkmatig wordt verdeeld om betere immersie in het matrasoppervlak en optimale drukverdeling mogelijk te maken. De lasergesneden gaten zorgen voor een gelijkmatig verdeelde verkoelende luchtstroom over het matrasoppervlak om bij te dragen aan een goed microklimaat van de huid.

De functie “Zacht naar stevig” biedt geweldig patiëntcomfort, aan lichte, hypergevoelige patiënten tot zwaardere patiënten, waaronder ook degenen met een zeer hoog risico op decubitus of patiënten met al bestaande schade. Deze nieuwe, uniek gescharnierde celconstructie maakt kleine en diepere celontwerpen mogelijk voor de gebieden bij de hiel en de onderrug, voor gebruik in de moeilijkste gezondheidssituaties en de meeste bedden in de gezondheidszorg. Dit multidisciplinaire systeem kan gemakkelijk gebruikt worden op een afdeling voor grote afhankelijkheid of in de thuiszorg en draagt bij aan de oplossing voor moderne uitdagingen in de decubituszorg op het hoogste niveau.



Kenmerken

Voordelen

- | | |
|---|---|
| <p>① Matras met diepe celconstructie
Foutopsporingssysteem
Slank, modern pompontwerp</p> | <p>Biedt drukzorg voor patiënten met een zeer hoog risico tot 254 kg
Verzekert snelle reactie op mogelijke foutdetectie (telefoon of anders)
Past gemakkelijk in de meeste zorgomgevingen</p> |
| <p>② Vaste hoofdcellen</p> | <p>Zorgt voor stabiele schouders en hoofd</p> |
| <p>③ Kleiner celontwerp
Statische modus/maximale statische inflatie</p> | <p>Voor de moeilijk te behandelen 'hielgebieden'
Voor snelle overdrachts-, klinische- of schoonmaakprocedures</p> |
| <p>④ Stevige, medium of zachte modus
Met complete luchtextractiefaciliteit</p> | <p>Voor geweldig patiëntcomfort zonder zorgprocedures te beïnvloeden
Voor snelle installatie/opbergen</p> |
| <p>⑤ Zekeringsbanden over de volle lengte
Makkelijk te gebruiken, slanke stroomeenheid</p> | <p>Zorgt voor veilig gebruik voor zowel patiënt als verzorger
Geen complexe opleiding nodig en makkelijk schoon te maken</p> |
| <p>⑥ LED-/geluidswaarschuwing</p> | <p>Dubbele indicatoren alarmeren verzorgers over alle functies</p> |
| <p>⑦ CPR-label en hendel (groot voeteneind)</p> | <p>Kan snel leeglopen binnen 30 seconden en is ontworpen voor verzorgers met artritische handen</p> |
| <p>⑧ Specialistisch, gescharnierd matras voor gebruik op de meeste elektronische profielbedden</p> | |
| <p>⑨ Dubbelgecoat Dartex materiaal, met speciaal ontwikkeld, gescharnierd infectiecontroledeksel</p> | |
| <p>⑩ Heeft een modern pompontwerp en is uitgerust met een reeks specialistische functies en mogelijkheden waaronder de volgende toepassingen: Statische en dynamische modus, zachte modus, medium modus, stevige modus, CLD-modus, probleemopsporing, vergrendeling, stroom aan/uit</p> | |