



Transflo

Transflo Kudden är innovativt designad med en kombination av hög densitetsskum och ett unikt silikongele "flytande" system. Vätskan kan flytta sig mellan avdelningarna då kudden formar sig efter både kroppens form och placering, samt omfördelar tryck över en så bred yta som möjligt genom att användatvå vätskefyllda, ångpermeabla, stretchiga påsar som är inneslutna i ett stödjande, slitstarkt skum. Gelekuddens design uppmuntrar användaren att sitta i en neutral bäckenlutning. Den kylande geleytan hjälper vid trycksårshantering då den minskar hudens ytemperatur en aning. Den här produkten är lämplig för användare som anses ha en "**Väldigt Hög Risk**" att utveckla trycksår.

Egenskaper

Har två avdelningar med geldynor

75 % geletäckning

CME-skum av högsta kvalitet

Stretchigt, ångpermeabelt överdrag (impregnerat med svampdödande medel)

Tillgänglig i olika storlekar, bredd och former

Fördelar

Kudden formas efter användarens kroppsform för att stötta och omfördela tryck

Garanterar lågt kontaktryck över ett stort område av kudden

Förhindrar att patienten når botten och underlättar patientförflyttning

Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som den assisterar kontrollpolicyer gällande infektionskontroll (kan tvättas i upp till 95 °C)

Förbättrad patientkomfort för flera utmanande kroppshållningar

Tekniska specifikationer

Produktkod	Standard: CUS0910000 Fritid: CUS0920000 Slitstark: CUS0930000
Riskkategori	Väldigt Hög Risk
Viktgräns	Fritid: 22 stone / 140 kg Standard: 28 stone / 178 kg Slitstark: 32 Stone / 203 kg
Garanti	2 år
Dimensioner	Alla storlekar upp till 533 mm (21 tum), djup på 63,5 mm eller 89 mm
Skumdensitet	Vitt skum – 40–60 kg/m ³
Geletyp	Silikonolja i polyuretan
Utmattningsklass	Allvarlig
Flamsäkerhet	BS7177
Kuddvikt	2,5 kg
Färg	Marinblå
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller för att användas tillsammans med gällande riktlinjer för vårdhygien)