


 Zeer hoog  
risico


# Transflo

Het **Transflo kussen** heeft een innovatief ontwerp met een combinatie van schuim met hoge dichtheid en een uniek 'zweefstelsysteem' van siliconengel. Het heeft twee met vocht gevulde, vochtdoorlatende, uittrekbare zakken ingebed in een ondersteunende, stevige schuimen omhulling; het vocht kan in de compartimenten bewegen terwijl de kussen de vorm aanneemt van het lichaam en de houding, en verdeelt de druk over het grootst mogelijke gebied. Het ontwerp van het gelkussen stimuleert de gebruiker om in een neutrale heuphouding te zitten. Het verkoelende geloppervlak helpt bij het decubitusmanagement door het bieden van een kleine verlaging van de huidtemperatuur. Dit product is gemaakt voor patiënten met een **zeer hoog risico** op ontwikkeling van decubitus.

## Kenmerken

Ontwerp met gelzakken met twee compartimenten

75% gelbedekking

Hoogste kwaliteit CME-schuim

Uittrekbare, vochtdoorlatende hoes (geïmpregneerd met een schimmelwerend middel)

Verkrijgbaar in een variatie aan afmetingen, dieptes en vormen

## Voordelen

Vormt het kussen naar de vorm van de gebruiker ter ondersteuning en voor het herverdelen van de druk

Zorgt voor lage druk op een groot gebied van het kussen

Voorkomt inzakken van de patiënt en helpt bij de overdracht van de patiënten

Vermindert schuren en frictie en ondersteunt infectiecontrolebeleid (kan tot 95° C gewassen worden)

Verbeterd patiëntcomfort voor een verscheidenheid aan uitdagende houdingen

## Technische specificaties

<b>Productcode</b>	Standard: CUS0910136 Ontspanning: CUS0920109 Extra stevig: CUS0930000
<b>Risicocategorie</b>	Zeer hoog risico
<b>Gewichtslimiet</b>	Ontspanning: 22 stone/140 kg Standard: 28 stone/178 kg Extra stevig: 32 stone/ 203kg
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Afmetingen</b>	Alle afmetingen tot 533 mm, dieptes van 63,5 mm of 89 mm
<b>Schuimdichtheid</b>	Wit schuim - 40-60 kg/m <sup>3</sup>
<b>Geltype</b>	Siliconenolie in polyurethaan
<b>Vermoeidheidsklasse</b>	Ernstig
<b>Brandvertrager</b>	BS7177
<b>Gewicht kussen</b>	2.5kg
<b>Kleur</b>	Marineblauw
<b>Compatibel met hypochlorietoplossing</b>	1.000 ppm verdund of 0,1% (of samen te gebruiken met lokale infectiecontrole-richtlijnen)