



## Dyna-Flex™ Cushion

De **Dyna-Flex Cushion** gebruikt de meest exclusieve combinatie van visco-elastische en CME-schuimtechnologie die niet alleen geweldige drukverdeling biedt, maar ook veel comfort aan patiënten geeft. Het warmtegevoelige traagschuim wordt zacht onder de druk van de patiënt en zorgt zo voor gelijkmatige gewichtsverdeling, terwijl de CME-onderkant voorkomt dat het schuim inzakt. **Dyna-Flex** is geschikt voor patiënten die een “**hoog risico**” op ontwikkeling van decubitus lopen en biedt verzorgende veiligheid zonder dat de patiënt hoeft in te boeten op comfort. Dit product is compleet met een goed ontworpen behuizing en antislip-basis en is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of in de thuiszorg.

### Kenmerken

- |   |   |  |
|---|---|--|
| ① | Warmtegevoelig traagschuim  | Vormt zich naar de patiënt en biedt uitstekend comfort endrukverdeling                                       |
| ② | Uitrekbaar, vochtdoorlatende stof (geïmpregneerd met een schimmelwerend middel) | Vermindert schuren, wrijving en helpt bij infectiecontrolebeleid   |
| ③ | De hoës is met hoge frequentie gelast   | Voorkomt het binnenkomen van vloeistoffen en helpt bij ontsmettingsprocessen (kan tot 95 °C gewassen worden) |
| ④ | Antislip-basis  | Voorkomt uitglijden en bevordert dus de patiëntveiligheid  |
| ⑤ | Geheel vervangbare onderdelen   | Biedt waar voor je geld  |
| ⑥ | Verkrijgbaar met doorzakcompensator   | Geschikt voor rolstoelgebruikers   |

### Voordelen

### Technische specificaties

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Productcode</b>           | <b>CUS0410192</b>   |
| <b>Risicocategorie</b>       | Hoog risico   |
| <b>Gewichtslimiet</b>        | 222kg   |
| <b>Garantie</b>              | 2 jaar  |
| <b>Afmetingen</b>            | (Lengte) 43 cm x (breedte) 43 cm x (hoogte) 7,5 cm. Andere maten verkrijgbaar op verzoek  |
| <b>Schuimdichtheid</b>       | Visco – 55–60 kg/m <sup>3</sup><br>Nominale hardheid - zacht tot medium<br>CME-basis - 38–40 kg/m <sup>3</sup> Nominale hardheid - 200 Newton |
| <b>Vermoeidheidsklasse</b>   | Ernstig   |
| <b>Brandvertrager</b>        | Brandvertrager  |
| <b>Gewicht</b>               | 2 kg  |
| <b>Kleur</b>                 | Wijnrood  |
| <b>Hypochlorietoplossing</b> | 1.000 ppm verdund of 0,1% (of samen te gebruiken met lokale infectiecontrolelijnen)   |