



## Dyna-Form<sup>TM</sup> Mercury

Het **Dyna-Form Mercury** matras is speciaal ontworpen voor gebruikers met een **hoog risico** op decubitus. Door een specialistische “kartelsnit” en combinaties van het CME-schuim van de beste kwaliteit biedt dit product niet alleen de beste drukverdelende eigenschappen, maar ook het beste patiëntcomfort en de langste levensduur. De zijwandconstructie biedt primaire stabiliteit voor patiëntoverdracht. Het Mercury matras, compleet met een duurzame, rekbare, vochtdoorlatende hoes en een versterkte basis van polyurethaan, levert een belangrijke bijdrage aan infectiecontrole en decubituspreventie voor weefsels in een modern ziekenhuis, verzorgingstehuis of in de thuiszorg. Ook beschikbaar met Pro-Formance<sup>TM</sup> Strikethrough Resistant hoes.

### Kenmerken

### Voordelen

1a 1b	Gekarteld insteekstuk (met afvoerkanaal)	1a kleinere gekartelde cellen bij de hiel en de onderrug
2	Basis en zijwanden van de beste kwaliteit CME-schuim	Voorkomt inzakken van de patiënt en helpt bij de overdracht van de patiënten
3	Uittrekbare, vochtdoorlatende stof (geïmpregneerd met een schimmelwerend middel)	Vermindert schuren, wrijving en helpt bij infectiecontrolebeleid. Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en helpt bij ontsmettingsprocessen (kan tot 95°C gewassen worden)
4	Volledig met hoge frequentie gelaste hoes	Biedt een robuust beschermend oppervlak tegen hydrolyse/scheuren en glijden
5	Versterkte PU-/antislipbasis	Biedt waar voor je geld
6	Volledig vervangbare onderdelen	

### Technische specificaties

<b>Productcode</b>	<b>MAT0110001</b>
<b>Risicocategorie</b>	Hoog risico
<b>Gewichtslimiet</b>	254 kg
<b>Garantie</b>	8 jaar schuim/4 jaar hoes
<b>Afmetingen</b>	Standaard (lengte) 198 cm x (breedte) 88 cm x (hoogte) 15 cm Dubbel (198 cm x 137 cm x 15 cm) King size (198 x 152 cm x 15 cm) varianten Variabele afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
<b>Schuimdichtheid</b>	Blauw 38-40 kg/m <sup>3</sup> Nominale hardheid - 200 newton Roze 38-40kg/m <sup>3</sup> Nominale hardheid - 120 newton
<b>Decubitusklasse</b>	Zeer ernstig
<b>Brandvertrager</b>	BS7177; 2008 (Crib 5-composiet)
<b>Gewicht</b>	11 kg
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Compatibel met hypochlorietoplossing</b>	1.000 ppm verdund of 0,1% (of samen te gebruiken met lokale infectiecontrole-richtlijnen)