



Dyna-Tek™ Pad Sittdyna

Dyna-Tek Pad Sittdyna har utformats för användare som anses befinna sig i "Med Risk" att utveckla ligsår. Dyna-Tek består av en CME-yta i skum med tårformade kanaler, som garanterar värmereducering och minskad risk för fukt. Samtidigt ger sittdynan maximal tryckreducering. Kompletterad med ett sytt, multi-stretch, ångpermeabelt överdrag och en halkfri botten, är den här ekonomiska produkten perfekt att använda i rullstol, i sjukhus- eller hemtjänstmiljö.

Egenskaper

- | | | |
|---|--|--|
| ① | CME-skum (med tårformade kanaler) | Ger god komfort och har maximala tryckreducerande egenskaper |
| ② | Multi-stretch, ångpermeabelt överdrag | Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det uppfyller kriterier gällande infektionskontroll |
| ③ | Sytt eller svetsat överdrag (Observera: alternativet svetsat överdrag har ett litet pristillägg) | Förhindrar vätskeinträngning och är säkert vid rengöring. (kan tvättas i upp till 95°C) |
| ④ | Halkfri botten (Observera: har ett pristillägg) | Förhindrar halka och främjar patientsäkerheten |

Fördelar

Tekniska Specifikationer

Produktkod	CUSH/PAD/BP/43/43/10
Riskkategori	Med risk
Viktgräns	127 kg
Garanti	2 år överdrag, 4 år skum
Dimensioner	L43 cm x B43 cm x H10cm Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Skumdensitet	34–36kg/m ³ Nominell hårdhet – 125 Newton
Flamsäkerhet	BS7176
Vikt	1 kg
Färg	Ljusblå
Kompatibel med hypokloritlösning	1,000 ppm utspädd eller 0.1% (eller för att användas tillsammans med gällande riktlinjer för vårdhygien)