

# AmpHBSling

SystemRoMedic



## AmpHBSling

### Nostoliina

Käyttäjille, joilla molemmat alaraajat on amputoitu ja jotka tarvitsevat paljon tukea

- SystemRoMedic™ AmpHBSling-nostoliina soveltuu käytettäväksi useimmissa nostotilanteissa, esimerkiksi kun käyttäjää siirretään istuma-asennossa sängystä pyörätuoliin. Se sopii myös nostoihin, joissa yleensä suositetaan yhtenäistä reisitukea: esimerkiksi potilaille, joille on tehty molemminpuolinen reisiamputaatio.
- Korkea selkä; käyttäjä saa tukea häntäluusta ylöspäin pään yli ja jalkojen alle.
- Jaetut jalkatuet; hoitajan on helppo asentaa ja poistaa, käyttäjä ei istu nostorangan päällä.
- Pienempi aukko; sopii myös käyttäjille, joilla on korkea jalka-amputaatio.
- Pystyasentoinen istuma-asento
- Tasku alareunassa helpottaa kiinnittämistä
- Max. kuormitus (SWL) 300 kg



# AmpHBSling

SystemRoMedic



## TEKNISET TIEDOT

| Tuotenumero | Materiaali/<br>kuvaus | Koko | Suosittel<br>käyttäjätaino | Nostoliinan<br>istuinleveys | Nostoliinan<br>kokonaiskorkeus | Max. kuormitus<br>(SWL) |
|-------------|-----------------------|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 42800004    | Polyesteri            | S    | 35-60 kg                   | 37 cm                       | 90 cm                          | 300 kg                  |
| 42800006    | Polyesteri            | M    | 50-80 kg                   | 45 cm                       | 97 cm                          | 300 kg                  |
| 42800007    | Polyesteri            | L    | 70-110 kg                  | 50 cm                       | 100 cm                         | 300 kg                  |
| 42800008    | Polyesteri            | XL   | 100-130 kg                 | 60 cm                       | 100 cm                         | 300 kg                  |



**DHG**  
Moving Health Forward

 Direct Healthcare Group Sverige AB  
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden  
Tel: +46 8 557 62 200  
info.se@directhealthcaregroup.com  
dhg-healthcare.com

 **MediMattress**  
Parempaan hoitoon  
OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

 MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi | tilaus@medimattress.fi  
www.directhealthcaregroup.com/fi