

AmpSling

SystemRoMedic



AmpSling

Nostoliina

Reisiamputoiduille potilaille

- SystemRoMedic™ AmpSling -nostoliina on tarkoitettu käytettäväksi yleisimmissä nostotilanteissa. Se sopii myös nostoihin, joissa yleensä suositaan yhtenäistä reisitukea: esimerkiksi potilaille, joille on tehty molemminpuolinen reisiamputaatio
- Olkapäätä korkeampi selkä; käyttäjä saa tukea häntäluusta ylös hartioihin ja jalkojen alle
- Jaetut jalkatuet; hoitajan on helppo asentaa ja poistaa, käyttäjä ei istu nostorangan päällä
- Pienempi aukko; sopii myös käyttäjille, joilla on korkea jalka-amputaatio
- Pystyasento istuen
- Max. kuormitus (SWL) 300 kg



AmpSling

SystemRoMedic



TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	Materiaali/ kuvaus	Koko	Suositteltu käyttäjäpaino	Nostoliinan istuinleveys	Nostoliinan kokonaiskorkeus	Max. kuormitus (SWL)
42700003	Polyesteri	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm	300 kg
42700004	Polyesteri	S	35-60 kg	37 cm	90 cm	300 kg
42700006	Polyesteri	M	50-80 kg	45 cm	97 cm	300 kg
42700007	Polyesteri	L	70-110 kg	50 cm	100 cm	300 kg
42700008	Polyesteri	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm	300 kg
42700009	Polyesteri	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm	300 kg
42720003	Polyesteriverkko	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm	300 kg
42720004	Polyesteriverkko	S	35-60 kg	37 cm	90 cm	300 kg
42720006	Polyesteriverkko	M	50-80 kg	45 cm	97 cm	300 kg
42720007	Polyesteriverkko	L	70-110 kg	50 cm	100 cm	300 kg
42720008	Polyesteriverkko	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm	300 kg
42720009	Polyesteriverkko	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm	300 kg

