

BasicSling

SystemRoMedic



BasicSling

Nostoliina

Vakiomalli potilaille, joiden pään hallinta on hyvä

- SystemRoMedic™ BasicSling -nostoliina on tarkoitettu käytettäväksi yleisimmissä nostotilanteissa nostettavilla, joiden vartalon hallinta on heikentynyt mutta pään hallinta hyvä
- Jaetut jalkatuet; hoitajan on helppo asentaa ja poistaa, käyttäjä ei istu nostorangan päällä
- Olkapäätä korkealla oleva selkänoja; käyttäjää tuetaan häntäluusta ylös hartioihin ja jalkojen alle
- Pystyasento istuen
- Tasku alareunassa helpottaa kiinnittämistä
- Polyesteriverkosta valmistettu BasicSling on saatavana vahvistettujen jalkatukien kanssa tai ilman niitä
- Max. kuormitus (SWL) 300 kg



BasicSling

SystemRoMedic



TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	Materiaali/ kuvaus	Koko	Suositteltu käyttäjäpaino	Nostoliinan istuinleveys	Nostoliinan kokonaiskorkeus	Max. kuormitus (SWL)
40500002	Polyesteri	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm	300 kg
40500003	Polyesteri	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	300 kg
40500004	Polyesteri	S	35-55 kg	37 cm	77 cm	300 kg
40500006	Polyesteri	M	45-80 kg	50 cm	89 cm	300 kg
40500007	Polyesteri	L	75-110 kg	60 cm	95 cm	300 kg
40500008	Polyesteri	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	300 kg
40500009	Polyesteri	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	300 kg
40520002	Polyesteriverkko	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm	300 kg
40520003	Polyesteriverkko	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	300 kg
40520004	Polyesteriverkko	S	35-55 kg	37 cm	77 cm	300 kg
40520006	Polyesteriverkko	M	45-80 kg	50 cm	89 cm	300 kg
40520007	Polyesteriverkko	L	75-110 kg	60 cm	95 cm	300 kg
40520008	Polyesteriverkko	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	300 kg
40520009	Polyesteriverkko	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	300 kg
40522002	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm	300 kg
40522003	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	300 kg
40522004	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	S	35-55 kg	37 cm	77 cm	300 kg
40522006	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	M	45-80 kg	50 cm	89 cm	300 kg
40522007	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	L	75-110 kg	60 cm	95 cm	300 kg
40522008	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	300 kg
40522009	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	300 kg

