

Kävelypöytämallit

Bure Double 2.0



Kävelypöytä säädettävällä jalasten levityksellä

Bure Double 2.0 -kävelypöydässä on kaksi sähkömoottoria, joilla voi nostaa ja laskea kävelypöytää sekä levittää jalaksia. Sähkökäyttöisen jalasten levitystoiminnon ansiosta kävelypöydän voi työntää aivan käyttäjän lähelle tuolin tai pyörätuolin leveyteen.

Uudistetussa mallissa jalasten yläosa on aiempaa matalammalla, mikä helpottaa pääsyä potilaan lähelle. Säädettävien jalasten ollessa sisimmässä asennossa kävelypöytä mahtuu useimpiin oviaukkoihin ja kapeisiin tiloihin. Jalasten kapein sisämita on 64 cm.

Maksimi käyttäjäpaino: 150 kg

Bure Space



Kävelypöytä laajennetulla jalkatilalla

Bure Space on kehitetty erityisesti tilanteisiin, joissa käyttäjän jaloille ja askellukselle tarvitaan lisätilaa.

Laajempi jalkatila helpottaa ja mahdollistaa nousemisen käyttäjille, joilla on rajoittunut liikkuvuus ja jäykkyyttä. Jalasten ulkomitta on 77,5 cm.

Kävelypöydässä on tehokas sähkömoottori korkeuden säätöä varten, ja sen voi säätää optimaaliseen korkeuteen potilaan ollessa paikallaan. Bure Space on saatavana sähköisellä tai hydraulisella korkeudensäädöllä.

Maksimi käyttäjäpaino: 150 kg

Bure Standard/ Bure S



Kävelypöytä kolmena versiona – sähkö, kaasujousi tai manuaalinen

Bure Standard / Bure S on tuoteperheen perusmalli. Kävelypöytä on saatavana kolmena versiona: sähkö, kaasujousi ja manuaalinen. Bure S on kapeampi versio Bure Standardista ja suunniteltu erityisesti ahtaisiin tiloihin. Bure S-kävelypöydän jalasten ulkomitta on 65 cm. Kaikissa malleissa on kyynärnojen portaaton korkeudensäätö.

Maksimi käyttäjäpaino: 150 kg

Bure Low



Matala kävelypöytä lyhyille käyttäjille

Bure Low on matala malli, joka on suunniteltu lyhyemmille käyttäjille. Se vastaa muilta ominaisuuksiltaan Bure Standard / S -mallia, mutta sen korkeus ala- ja yläasennossa on huomattavasti pienempi (70–95 cm käytettäessä 75 mm:n pyöriä).

Bure Low -kävelypöytään on valittavissa kaksi eri alarunkoa, Standard ja S. Molempiin on saatavana sähkö- tai kaasujousitoiminen korkeuden säätö.

Maksimi käyttäjäpaino: 150 kg

Bure XL



Kävelypöytä isokokoisille ja painaville käyttäjille

Bure XL on isokokoisille ja painaville potilaille tarkoitettu, erityisen tilava ja tukeva malli. Painavampien potilaiden hoidossa ja hoivassa tarvitaan tehokkaita apuvälineitä, joten Bure XL -kävelypöydässä on aina vakiovarusteena sähkömoottori.

Maksimi käyttäjäpaino: 240 kg

Rise & Go DB™



Kävelypöytä ainutlaatuisella nousutoiminnolla

Bure Rise & Go™ on kustannustehokas kävelypöytä, jossa on patentoitu seisomaannousutoiminto. Sähkötoimisen noston ansiosta Bure Rise & Go™ toimii sekä kävelyn, seisomaannousun että siirtämisen apuvälineenä.

Rise & Go™ -kävelypöytään on saatavana myös sähkökäyttöinen jalasten levitys. Joustava levitystoiminto ja jalasten matala korkeus lisäävät tuotteen monikäyttöisyyttä sekä sairaalassa kotikäytössä.

Maksimi käyttäjäpaino: 150 kg