

EasyRoll

100 x 200 cm

System**RoMedic**



Kuvassa EasyRoll-liukulakana, jonka koko 200 x 200 cm (EasyRoll 41903PS).

EasyRoll

Liukulakana

SystemRoMedic™ EasyRoll -liukulakana helpottaa asennon vaihtamista ja kääntymistä sängyssä. Lakanan sileä keskiosa vähentää kitkaa, jolloin kääntymiseen tarvitaan vähemmän voimaa. EasyRoll pedataan tavallisen lakanan päälle. Merkkiompeleet helpottavat lakanan asettelua.

EasyRoll on vuoriton ja siinä on lakanaan laminoitu liukupinta.

EasyRoll-liukulakanaa voidaan käyttää yhdessä EasyRoll2Way-vetolakanan tai EasyRoll4Way-liukulakanan kanssa. EasyRoll-järjestelmästä on saatavana useita eri malleja ja kokoja.

- **41901PS**, pituus 100 cm x leveys 200 cm, sopii patjaleveydelle: 80-90 cm
- Liukualue: pituus 100 cm ja leveys 60cm
- Väri: valkoinen
- Materiaali: liepeet puuvilla/polyesteri, liukupinta polyesteri
- Hoito-ohjeet: Älä käytä huuhteluainetta. Vältä rumpukuivausta, jotta materiaali kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään.

