

# EasySlide

190 x 60 cm

System**RoMedic**



## EasySlide

### Liukumatto

SystemRoMedic™ EasySlide (190 x 60 cm) -liukumattoja käytetään etenkin potilaan siirtämiseen makuulla kuvantamisen tutkimuspöydälle, leikkauspöydälle, suihkuvaunuun, paareille tai muulle vastaavalle tasolle. Lisäksi EasySlide on tehokas apuväline potilaan kääntämiseen vuoteessa sekä tutkimus- tai leikkauspöydällä.

EasySlide on putkimainen pehmustettu liukumatto, jonka ainutlaatuinen kitkaa vähentävä sisäpinta, ULF (Ultra Low Friction), helpottaa hoidettavan siirtämistä ja vähentää tarvittavan voiman määrää. Ulkopinta on pehmeää mikrokuitua, joka lisää käyttömukavuutta ja auttaa pitämään tuotteen paikallaan käytön aikana.

- 1020, 190 x 60 cm
- Materiaali: mikrokuitu ja ULF (Ultra Low Friction)

