

EasySlide

50 x 60 cm

SystemRoMedic



EasySlide

Liukumatto

SystemRoMedic™ EasySlide -liukumattoa käytetään tuolla asennon kohentamiseen, kääntämiseen tai nostamiseen ylemmäksi sängyssä sekä siirtämiseen sängyn ja pyörä- tai suihkutuolin välillä. EasySlide 50 x 60 cm on pieni ja kätevä apuväline potilaan aktivointiin sekä asennonkorjauksiin ja siirtotilanteisiin istuen.

EasySlide on putkimainen pehmustettu liukumatto, jonka ainutlaatuinen kitkaa vähentävä sisäpinta, ULF (Ultra Low Friction), helpottaa hoidettavan siirtämistä ja vähentää tarvittavan voiman määrää. Ulkopinta on pehmeää mikrokuitua, joka lisää käyttömukavuutta ja auttaa pitämään tuotteen paikallaan käytön aikana.

- 2020, 50 x 60 cm
- Materiaali: mikrokuitu ja ULF (Ultra Low Friction)

