


FlexiGrip

SystemRoMedic



FlexiGrip

Otenauha

Ergonomisesti muotoiltu ja käsille hellävarainen SystemRoMedic™ FlexiGrip -otenuha antaa tukea potilaille, joilla on fyysisiä vaikeuksia ylösnousemisessa.

Otenauhaa sängyssä käytettäessä potilas vetää itsensä vähitellen makuuasennosta istuma-asentoon. FlexiGripia voi käyttää myös pyörätuolista sänkyyn siirryttäessä.

- **Max. kuormitus (SWL):** 150 kg
- **6090**, 175 x 9 cm, 8 kahvaa
- **Materiaali:** Nailon



DBR-FlexiGrip-01-FI-1.0-13032025

