

HighBackSling

SystemRoMedic



HighBackSling

Nostoliina

Vakiomalli paljon tukea tarvitseville käyttäjille

- SystemRoMedic™ HighBackSling -nostoliina on tarkoitettu yleisimpiin nostotilanteisiin, kuten siirtoihin istuma-asennossa sängyn ja pyörätuolin välillä. Se sopii käyttäjille, jotka tarvitsevat lisätukea ylävartalolle.
- Vakiomalli sopii useimmille käyttäjille. Korkea selkäosa tukee häntäluusta pään yläpuolelle ja antaa lisätukea myös reisien alta.
- HighBackSling-nostoliinaa voidaan käyttää myös lattialla makaavan henkilön turvalliseen ja mukavaan nostamiseen ylös.
- HighBackSling-nostoliinasta on saatavana erikokoisia, erilaisia ja eri materiaaleista valmistettuja malleja enintään 300 kg painaville potilaille.

HighBackSling, disposable

- SystemRoMedic™ HighBackSling, disposable on -nostoliina potilaskohtainen / kertakäyttöinen nostoliina käyttäjille, jotka tarvitsevat paljon tukea.
- Nostoliina on valmistettu tukevasta ja kestävästä kuitukangas-materiaalista. Pesun sijaan liina hävitetään, kun se likaantuu tai kun käyttäjä ei enää tarvitse sitä. Tämä ehkäisee tehokkaasti moniresistenttien ja muiden tarttuvien bakteerien leviämistä.
- HighBackSling, disposable -nostoliina soveltuu käyttäjille, joiden paino on enintään 200 kg. Suurin koko, XXL, on tarkoitettu enintään 300 kg painaville käyttäjille.



HighBackSling

System**RoMedic**

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	Materiaali	Koko	Suositeltu käyttäjäpaino	Nostoliinan istuinleveys	Nostoliinan kokonaiskorkeus	Max. kuormitus (SWL)	Myynti-yksikkö
40800002	Polyesteri	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	300 kg	1
40800003	Polyesteri	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm	300 kg	1
40800004	Polyesteri	S	30-55 kg	35 cm	91 cm	300 kg	1
40800006	Polyesteri	M	50-90 kg	45 cm	94 cm	300 kg	1
40800007	Polyesteri	L	80-110 kg	56 cm	98 cm	300 kg	1
40800008	Polyesteri	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	300 kg	1
40800009	Polyesteri	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	300 kg	1
40820002	Polyesteriverkko	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	300 kg	1
40820003	Polyesteriverkko	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm	300 kg	1
40820004	Polyesteriverkko	S	30-55 kg	35 cm	91 cm	300 kg	1
40820006	Polyesteriverkko	M	50-90 kg	45 cm	94 cm	300 kg	1
40820007	Polyesteriverkko	L	80-110 kg	56 cm	98 cm	300 kg	1
40820008	Polyesteriverkko	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	300 kg	1
40820009	Polyesteriverkko	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	300 kg	1
40822002	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	300 kg	1
40822003	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm	300 kg	1
40822004	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	S	30-55 kg	35 cm	91 cm	300 kg	1
40822006	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	M	50-90 kg	45 cm	94 cm	300 kg	1
40822007	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	L	80-110 kg	56 cm	98 cm	300 kg	1
40822008	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	300 kg	1
40822009	Polyesteriverkko, ei reisitukien vahvikkeita	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	300 kg	1
40852002	Muovinen verkko	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	300 kg	1
40852003	Muovinen verkko	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm	300 kg	1
40852004	Muovinen verkko	S	30-55 kg	35 cm	91 cm	300 kg	1
40852006	Muovinen verkko	M	50-90 kg	45 cm	94 cm	300 kg	1
40852007	Muovinen verkko	L	80-110 kg	56 cm	98 cm	300 kg	1
40852008	Muovinen verkko	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	300 kg	1
40852009	Muovinen verkko	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	300 kg	1
40890004	Kertakäyttömateriaali, kuitukangas	S	30-55 kg	35 cm	91 cm	200 kg	5
40890007	Kertakäyttömateriaali, kuitukangas	L	80-110 kg	56 cm	98 cm	200 kg	5
40890008	Kertakäyttömateriaali, kuitukangas	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	200 kg	5
40890009	Kertakäyttömateriaali, kuitukangas	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm	300 kg	5

