

MiniLift200

System**RoMedic**

Kompakti koko

Vaivaton ohjattava

Helposti säädettävä
nostovarsi

Pikaopas nostimessa

Suurikapasiteettinen akku

Sisäänrakennettu
lataustoiminto

Lukittavat takapyörät

Kevyesti rullaavat, huoltovapaat pyörät

Kahvat mahdollistavat hyvän otteen,
ja sivutuet antavat paljon vaihtoehtoja
käyttäjän käsien asettamiseen

Pehmeä säädettävä säätuki

Jalkalevy matalalla askelmakorkeudella
ja luistamattomalla pinnalla

Sähköinen alustan levitys

Seisomanojanostin

SWL 200 kg

DHG
Moving Health Forward

MiniLift200

Aktiivinen seisomaannousu luonnollisella liikemallilla

MiniLift200 on kehitetty avustamaan käyttäjää istumasta seisomaan noustessa. Kahvat ja sivutuet antavat paljon mahdollisuuksia käyttäjän käsien asettamiseen. Vakaan ja luistamattoman jalkalevyn askelmakorkeus on matala, ja säärivetimet sekä nostovarsi voidaan säätää kullekin käyttäjälle yksilöllisesti. Laite avustaa seisomaan nousussa luonnollisen liikemallin mukaisesti.

MiniLift200-potilasnojanostimen käyttö yhdessä ThoraxSling nostoliinan kanssa mahdollistaa turvallisen, mutta samalla aktiivisen seisomaannousun. MiniLift200 on valmistettu teräksestä ja se mahdollistaa käytön myös pitkille ja jopa 200 kg painaville käyttäjille.

MiniLift200 on siirrettävä ja kannettava lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa auttaa potilaiden nostamisessa ja/tai siirtämisessä istuvassa asennossa tai makuuasennossa sängystä tuoliin (sekä vastaavat) tai toisin päin. Se auttaa myös siirtämään potilaita sisätiloissa tarvittaessa lyhyitä matkoja. MiniLift200 vähentää hoitajien vammojen riskiä nostotilanteissa. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet Tuote on tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshoitoon.

Aktiivinen seisomaannousu luonnollisella liikemallilla



TUOTEKUVAUS

Tuotenro.	Tuotenimi	Kuvaus
401100334	MiniLift200	Siirrettävä seisomaanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä

TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	200 kg
Potilaan sallittu pituusalue	1 400–2 000 mm
Materiaali	Jauhemaalattu teräs
Korkeus	1 000 mm
Jalasten pituus	960 mm
Jalasten korkeus	132 mm
Alustan leveys, ulkomitat	590–1 030 mm
Alustan leveys, sisämitat	450–875 mm
Paino	49 kg
Alustan levytykset, EE	Sähköinen
Jalkalevyn korkeus käyttäjälle	95 mm
Pyörien halkaisija	100 mm
Nostonopeus ilman kuormaa	35 mm sekunnissa
Hätälasku	Manuaalinen ja sähköinen
IP-suojaluokitus	IP24



Ergonominen ja helpokäyttöinen kaksipainikkeinen (EM) tai nelipainikkeinen (EE) käsiohjaus.



Ohjausyksikkö diagnostiikalla, esim. nostolaskuri ja ylikuormituksen ilmaisin. Sähköinen hätäpysäytyspainike helposti käytettävissä ohjausyksikössä.



Minilift200 täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

LISÄVARUSTEET

Tuotenro.	Tuotenimi
45500003	ThoraxSling
45500004	ThoraxSling
45500006	ThoraxSling
45500007	ThoraxSling
45500008	ThoraxSling
45500009	ThoraxSling
45590004	ThoraxSling
45590006	ThoraxSling
45590007	ThoraxSling
45590008	ThoraxSling
45600004	ThoraxSling
45600006	ThoraxSling
45600007	ThoraxSling
45600008	ThoraxSling
45690004	ThoraxSling
45690006	ThoraxSling
45690007	ThoraxSling
45690008	ThoraxSling
70200033	CalfStrap
70200012	SlingBarWrap MiniLift
70200089	Hand control HB33-6
70200029	External charger Linak

Kuvaus
Polyester, X-Small
Polyester, Small
Polyester, Medium
Polyester, Large
Polyester, X-Large
Polyester, XX-Large
Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Small, 5 kpl
Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Medium, 5 kpl
Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Large, 5 kpl
Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, X-Large, 5 kpl
Istuintuella, polyesteri, Small
Istuintuella, polyesteri, Medium
Istuintuella, polyesteri, Large
Istuintuella, polyesteri, X-Large
Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Small, 5 kpl
Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Medium, 5 kpl
Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Large, 5 kpl
Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, X-Large, 5 kpl
Pohjehihna MiniLift200-potilasnojanostimeen
Pehmeä, desinfiotava kaaren suoja MiniLift200-potilasnojanostimeen
Käsiohjaus, kuusi painiketta. Huollon, akun tilan ja ylikuormituksen ilmaisin MiniLift200-potilasnojanostimeen.
Ulkoinen laturi kaikille MiniLift-malleille ja -versioille

ThoraxSling

SystemRoMedic™

ThoraxSling-nostoliina on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Handicare SystemRoMedic™ MiniLift -seisomaanojanostimen kanssa. ThoraxSling on saatavana kahtena mallina: toinen antaa tukea selän taakse (ThoraxSling), toinen myös lantion alle (ThoraxSling, istuintuella). Saatavana on myös useita eri materiaaleja ja kokoja.

Muita siirrettävän Minilift-seisomaanojanostimen malleja ja versioita

MiniLift on saatavana eri nostokapasiteeteilla useina malleina ja versioina, joissa on sähköinen tai manuaalinen alustan levytykset sekä normaalkorkuiset tai matalien sängyn yhteydessä käytettävät matalat jalat.

Tuotenro.	Tuotenimi	Kuvaus
60300010	MiniLift160EM	Siirrettävä seisomaanojanostin manuaalisella alustan levytyksellä, SWL 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Siirrettävä seisomaanojanostin manuaalisella alustan levytyksellä, matalat jalat, SWL 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Siirrettävä seisomaanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä, SWL 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Siirrettävä seisomaanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä, matalat jalat, SWL 160 kg
400641434	MiniLift125	Siirrettävä seisomaanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä, SWL 125 kg

Lisätietoja: www.directhealthcargroup.com.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

DHG

Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcargroup.com
www.directhealthcargroup.com



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40 | www.medimattress.fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi