


ReadySlide

SystemRoMedic



Esimerkkejä käyttötilanteista

ReadySlide

Liukumatto

SystemRoMedic™ ReadySlide on ohut, putkimallinen, taipuisa ja helppokäyttöinen liukualusta, joka toimii apuvälineenä henkilön siirroissa ja kääntämisessä vuoteessa tai vuoteesta, istuma-asennossa tehtävissä siirtymisissä, asennon kohentamisessa sekä nostoliinon asettamisessa niin vuoteessa kuin istuma-asennossa.

ReadySlide on valmistettu Direct Healthcare Groupin kehittämästä polyamidisesta ULF-liukumateriaalista (Ultra Low Friction). Liukumattoja on saatavissa useassa eri koossa, joista suuremmat soveltuvat esimerkiksi siirtoihin sängyn ja paarisänkyjen välillä sekä helpottamaan asennon vaihtamista sängyssä.

Pienempiä mattoja voidaan käyttää sängyssä kääntymiseen, ylemmäs siirtymiseen tai siirtymiseen sängyn ja pyörätuolin tai WC-istuimen välillä. Suurinta kokoa (195 x 70 cm) on saatavana myös kahvoilla varustettuna.

- 11210, 195 x 70 cm
- 11215, 195 x 70 cm, kahvoilla
- 11230, 110 x 70 cm
- 11235, 110 x 90 cm, erikoislevyä
- 11236, 110 x 100 cm, erikoislevyä
- 11240, 60 x 50 cm
- 11241, 130 x 90 cm
- 11250, 70 x 70 cm

