

ReturnBelt

SystemRoMedic



Kertakäyttöinen
siirto- ja talutusvyö




ReturnBelt

Siirto- ja talutusvyö

SystemRoMedic™ ReTurnBelt siirto-, ja talutusvyö on lisävaruste ReTurn-siirtolaitteeseen, kun tarvitaan lisää tukea ja vakautta tilanteessa, jossa käyttäjän seisoma-asennossa on epävakautta ja vaihtelevuutta. ReTurnBelt-vyötä voidaan käyttää myös hoitovynä, joka tukee käyttäjää pystyasentoon nousussa sekä antaa tukea esimerkiksi pystyasentoharjoituksissa ja siirroissa. ReTurnBeltin maksimikuormitus on 205 kg.

ReTurnBeltistä on saatavilla myös kertakäyttöinen kuitukangasmateriaalista valmistettu versio lyhytaikaiseen käyttöön. Tuotetta ei saa pestä vaan likaantunut tuote hävitetään, mikä estää moniresistenttien ja muiden tarttuvien bakteerien leviämisen.



ReturnBelt

SystemRoMedic



TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	Koko	Vyön ympärysmitta (cm)	Materiaali	Kahvat
6031	XXS	65-80 cm	Polyamidi / nylon	4
6032	XS	80-90 cm	Polyamidi / nylon	4
6033	S	90-105 cm	Polyamidi / nylon	4
6034	M	105-125 cm	Polyamidi / nylon	4
6035	L	125-145 cm	Polyamidi / nylon	4
6036	XL	135-155 cm	Polyamidi / nylon	4
6037	XXL	155-175 cm	Polyamidi / nylon	4
6038	XXXL	175-195 cm	Polyamidi / nylon	4
6233	S	90-105 cm	Kuitukangas, polypropeeni, kertakäyttö	2
6234	M	105-125 cm	Kuitukangas, polypropeeni, kertakäyttö	2
6235	L	125-145 cm	Kuitukangas, polypropeeni, kertakäyttö	2
6236	XL	135-155 cm	Kuitukangas, polypropeeni, kertakäyttö	2

