

ThoraxSling

SystemRoMedic



ThoraxSling



ThoraxSling,
istuintuella



ThoraxSling

Nostoliina

Seisomaannousuihin ja seisomaharjoitteluun MiniLift200/160/125-nostimen avulla

- SystemRoMedic™ ThoraxSling -nostoliina on suunniteltu käytettäväksi yhdessä MiniLift -seisomanojanostimien kanssa.
- MiniLift -nostin ja ThoraxSling nostavat potilaan seisomaan hellävaraisesti. Liikkuvan nostovarren voima kohdistuu potilaan lanneselkään eikä vedä nostoliinaa ylös kainaloihin. ThoraxSling helpottaa myös wc-käyntiä.
- ThoraxSling on saatavana kahtena mallina: toinen antaa tukea selän taakse (ThoraxSling) ja toinen myös lantion alle (ThoraxSling, istuintuella). Saatavana on myös useita eri materiaaleja ja kokoja.
- Istuintuella varustettu ThoraxSling on saatavana myös kertakäyttöisestä kuitukangasmateriaalista. Pesun sijaan nostosilmukka hävitetään käytön jälkeen, kun se likaantuu tai kun käyttäjä ei enää tarvitse sitä. Näin voidaan estää moniresistenttien ja muiden tarttuvien taudinaiheuttajien leviämistä.
- Vaihtoehtoiset nostosilmukat mahdollistavat pystyasennon käyttäjän pituudesta riippumatta.



ThoraxSling

SystemRoMedic



ThoraxSling



ThoraxSling,
istuintuella



ThoraxSling, istuintuella,
kertakäyttöinen kuitukangas

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	Materiaali/ kuvaus	Koko	Suositeltu käyttäjäpaino	Nostoliinan leveys	Max. kuormitus (SWL)	Myynti- yksikkö
45500003	Polyesteri	XS	20-50 kg	85 cm	300 kg	1
45500004	Polyesteri	S	30-60 kg	94 cm	300 kg	1
45500006	Polyesteri	M	50-80 kg	104 cm	300 kg	1
45500007	Polyesteri	L	70-110 kg	124 cm	300 kg	1
45500008	Polyesteri	XL	100-150 kg	146 cm	300 kg	1
45500009	Polyesteri	XXL	140-200 kg	170 cm	300 kg	1
45600004	Istuintuella, polyesteri	S	30-60 kg	94 cm	300 kg	1
45600006	Istuintuella, polyesteri	M	50-80 kg	104 cm	300 kg	1
45600007	Istuintuella, polyesteri	L	70-110 kg	124 cm	300 kg	1
45600008	Istuintuella, polyesteri	XL	100-150 kg	146 cm	300 kg	1
45690004	Istuintuella, kertakäyttöinen kuitukangas	S	30-60 kg	94 cm	200 kg	5
45690006	Istuintuella, kertakäyttöinen kuitukangas	M	50-80 kg	104 cm	200 kg	5
45690007	Istuintuella, kertakäyttöinen kuitukangas	L	70-110 kg	124 cm	200 kg	5
45690008	Istuintuella, kertakäyttöinen kuitukangas	XL	100-150 kg	146 cm	200 kg	5

