



TurnTable

SystemRoMedic



Esimerkkejä käyttötilanteista



TurnTable

SystemRoMedic™ kääntölevy

TurnTable-kääntölevyä käytetään siirtymiseen seisoma- / istuma-asennossa esimerkiksi tuolin, pyörätuolin, sängyn tai WC-istuimen välillä.

Kääntölevy on valmistettu kestävästä polyeteenistä, jossa on kumimainen liukastumista estävä pinta. TurnTable-kääntölevy on helppo puhdistaa.

- TurnTable, 5085, halkaisija Ø 38 cm
- Max. kuormitus (SWL): 135 kg

