


TurnTable TurnTableSoft

SystemRoMedic

TurnTable



TurnTableSoft



TurnTable TurnTableSoft

SystemRoMedic™ kääntölevyt

TurnTable-kääntölevyä käytetään siirtymiseen seisoma- / istuma-asennossa esimerkiksi tuolin, pyörätuolin, sängyn tai WC-istuimen välillä. Kääntölevy on valmistettu kestävästä polyeteenistä, jossa on kumimainen liukastumista estävä pinta. TurnTable-kääntölevy on helppo puhdistaa.

TurnTableSoft on pehmeä kääntölevy, joka helpottaa kääntymistä istuma-asennossa esimerkiksi tuolilla, sängyllä tai autonistuimella.

- TurnTable, **5085**, halkaisija Ø 38 cm, Max. kuormitus (SWL): 135 kg
- TurnTableSoft, **5086**, halkaisija Ø 45 cm
- TurnTableSoft, **5087**, halkaisija Ø 40 cm

